

PHILIPS

Gesundheitsband

Überwacht die Herzfrequenz

Zeichnet Aktivität und Schlaf auf

Synchronisation mit Philips health app

DL8775



Zeichnet Herzfrequenz, Aktivität und Schlaf auf Mit der Philips HealthSuite health app

Mit dem Philips Gesundheitsband zeichnen Sie Ihre Aktivität, Ihre Herzfrequenz und Ihren Schlaf auf und erhalten über die Philips HealthSuite health app Tipps für einen gesunden Lebensstil.

Komfortabel und benutzerfreundlich

- Farbdisplay für eine Berichterstattung in Echtzeit
- Modulares Design für mehrere Tragepositionen

Zeichnet Herzfrequenz, Aktivität und Schlaf auf

- Zeichnet Ihre durch Aktivität verbrannten Kalorien und den Fortschritt im Hinblick auf Ihr Ziel auf
- Überwacht Ihre Herzfrequenz und Herzfrequenzzonen
- Aufzeichnung von Einschlafzeit und Schlafrhythmus
- Schrittzähler und Verfolgung des Fortschritts im Hinblick auf Ihr Ziel
- Überwacht, ob Sie zu lange sitzen

Kompatibel mit der Philips HealthSuite health app

- Mit iOS- und Android-Telefonen kompatibel
- Kompatibel mit der Philips HealthSuite health app

Besonderheiten

Herzfrequenz-Monitor



Der erweiterte Sensor zeichnet Ihre Herzfrequenz und Herzfrequenzzonen auf.

Aufzeichnung der durch Aktivität verbrannten Kalorien

Zeichnet Ihre durch Aktivität verbrannten Kalorien auf und zeigt den Fortschritt im Hinblick auf Ihr Tagesziel an.

Schrittzähler

Zählt Ihre Schritte und zeigt den Fortschritt im Hinblick auf Ihr Tagesziel an.

Schlafstagebuch

Geben Sie Ihre Schlafens- und Aufwachzeiten an, um Ihre Einschlafzeiten und Ihren Schlafrhythmus aufzuzeichnen.

Überwachung des Sitzverhaltens

Erinnert Sie, wenn Sie zu lange sitzen.

Mit der Philips health app

In der Philips HealthSuite health app sehen Sie Ihre Statistiken im Detail und erhalten Tipps für einen gesunden Lebensstil.

Telefon-Kompatibilität

Kompatibel mit iOS 8.0+ / iPhone 4S+ und Android 4.4+ und 5.x Smartphones mit Bluetooth Low Energy Funktion. Bitte beachten: Momentan sind wir noch nicht mit Android 6.0 kompatibel.

Farbdisplay



Das Farbdisplay zeigt die Uhrzeit, die Herzfrequenz, die verbrannten Kalorien, die Schritte, den Akkustatus, die Sitz- und die Schlafdauer an.

Modulares Design



Ermöglicht mehrere Tragepositionen: Handgelenk, Halsband, Clip. Die Herzfrequenz kann nur am Handgelenk gemessen werden.

Daten

Design

Andere Farben: Schwarz – Edelstahl

Verschiedene Größen: Größe L

Tragepositionen: Mehrere Tragepositionen

Benutzerfreundlichkeit

Tragebandmaterial: Trageband aus weichem, biologisch abbaubarem TPU

Touch-Oberfläche: Touch-Bereich zur Navigation im Menü

Wasserdicht bis 1 atm: Spritzwasser- und schweißgeschützt

Zubehör

USB-Ladegerät

Gürtel-Clip: Clip zur Befestigung des Geräts am Gürtel

Halsbandclip: Zum Tragen des Geräts um den Hals

Schlafband: Weiches Band zum Schlafen

Leistung

Akkulaufzeit: 4 Tage (1 h Herzfrequenz/Tag)

Batterietyp: Wiederaufl. Li-Polymer-Akku

Service

2 Jahre Garantie

Synchronisation

Datenübertragungstechnologie: Bluetooth® Smart

Telefon-Kompatibilität: iOS8 und höher (iPhone® 4S und höher)/Android 4.4.2 und höher

Technische Daten

Gerätespeicher: Daten von bis zu 14 Tagen

Anzeige: Farbe

Sensoren

Messwerte: Beschleunigungssensor, Herzfrequenzsensor

