

# PHILIPS

## Körperanalyse- Waage

Körpergewichtsmessung

Analyse des Körperfettanteils  
und BMI

Synchronisiert mit Philips  
health app



DL8781/01



## Gewichtserfassung mit App-Anbindung

Synchronisation mit der kostenlosen Philips HealthSuite health app

Die vernetzte Körperanalyse-Waage bietet Ihnen genaue Gewichtsmessungen und zeigt Ihren Körperfettanteil sowie BMI in der kostenlosen Philips HealthSuite health app an, damit Sie die Zusammensetzung Ihrer Körperwerte im Verlauf der Zeit verfolgen können.

### Liefert genaue Gewichtsmessungen

- Genaue und schnelle Messung dank 4 hochpräziser Sensoren
- BMI und Körperfettanteil werden in der Philips health app angezeigt

### Personalisierte Aufzeichnung in der Philips health app

- Automatische Synchronisation mit Philips health app über Bluetooth®
- Bis zu 8 verschiedene Benutzer können ihre Messwerte erfassen
- Überwachen Sie Ihre Körperzusammensetzung im Laufe der Zeit

### Für Ihr Badezimmer entwickelt


- Großer Bildschirm zum einfachen Ablesen Ihrer Ergebnisse
- Zeigt die Ergebnisse in Kilogramm, Stone und Pfund an
- Abgerundete Kanten gewährleisten eine sichere Verwendung
- Mit vier Teppichfüßen

# Besonderheiten

## Analysiert Körperfett und BMI

Die Waage verfügt über eine einfache Sensortechnologie, die beim Betreten automatisch startet. Vier hochpräzise Sensoren liefern genaue Gewichtsmessungen.

## Personalisierte Aufzeichnung



Bestimmt mit der Zeit Ihr Normalgewicht sowie Ihren Körperfettanteil und den BMI, damit Sie Änderungen schnell und einfach in der Philips HealthSuite health app aufzeichnen und erkennen können.

## Misst das Körpergewicht



Vier hochpräzise Sensoren ermöglichen genaue Gewichtsmessungen. Die Bioimpedanzanalyse (BIA) sendet einen geringfügigen, nicht wahrnehmbaren Stromstoß durch den Körper und ermittelt dadurch den Körperfettanteil. Der BMI wird anhand von Gewicht und Größe des Benutzers berechnet.

## Telefon-Kompatibilität



Automatische Übertragung Ihrer Messungen an die Philips HealthSuite health app auf Ihrem Smartphone, damit Sie Ihre Fortschritte im Verlauf der Zeit beobachten können. Kompatibel mit iOS 9.3 oder höher sowie Android 4.4 KitKat oder höher. Eine Übersicht der kompatiblen und nicht kompatiblen Geräte finden Sie unter <http://www.philips.de/c-m-hs/health-programme/kompatibilitaetsuebersicht>.

## Erkennung mehrerer Benutzer

Erkennt Sie automatisch, sobald Sie auf die Waage steigen, und sendet Ihre Messungen an die kostenlose Philips HealthSuite health app auf Ihrem Smartphone.

## Großer Bildschirm



Lesen Sie Ihre Werte dank des großen beleuchteten LCD-Bildschirms bequem ab.

## Kilogramm, Stone und Pfund


Die Philips Körperanalyse-Waage zeigt Ihre Ergebnisse in einer für Sie nachvollziehbaren Einheit an, egal ob Sie Ihr Gewicht in Kilogramm, Stone oder Pfund messen möchten.

## Abgerundete Kanten



Die Waage ist kompakt und handlich und ihre abgerundeten Kanten sorgen für ein ansprechendes Design und ein sicheres Benutzererlebnis.

## Teppichfüße



Ermöglicht Messungen auf weichen Oberflächen wie z. B. Teppichen.

# Daten

## Synchronisation

**Telefon-Kompatibilität:** iOS 9.3 oder höher (iPhone 5 oder höher)/Android 4.4 oder höher

**Datenübertragungstechnologie:** Bluetooth®

## Design

**Farbe:** Weiß

**Abmessungen der Waage:** 321 x 321 x 25 mm

**Nettogewicht:** Ca. 1,98 kg

**Anzeige:** LCD, weiße LED-Hintergr.bel.

**Display-Größe:** 74 x 53 mm

**Abgerundete Kanten**

## Benutzerfreundlichkeit

**Sensortechnologie**

**Einfacher Wechsel:** kg/st/lb

**Großes LCD-Display**

**Automatische Benutzererkennung**

**Separat verwendbar**

## Technische Daten

**Genauigkeit:** ±0,3 kg-50 kg/0,1 kg je 50 kg+

**Messbereich:** 5 kg bis 180 kg

**Maßeinheiten:** Kilogramm/Pfund/Stone

**Staffelung:** 0,1 kg/0,2 lb

## Leistung

**Stromquelle:** 6 V (4 x AAA-Alkalibatterien)

## Zubehör

4x AAA-Batterien

## Service

2 Jahre Garantie

