



Philips  
HipCase

Für iPod  
touch G2

DLA71054



## Tragen Sie Ihren iPod mit Eleganz

in einer bequemen Tasche mit Gürtel-Clip

Das elegante und haltbare HipCase im Folio-Stil umschließt den iPod mit luxuriösem Leder. Halten Sie den iPod mit dem stabilen Gürtel-Clip immer griffbereit. Öffnen Sie die gepolsterte Abdeckung, um an die Innentasche zu gelangen, die perfekt für Ausweis oder Bargeld geeignet ist.

### Attraktiver Schutz

- Außenmaterial luxuriöses Leder
- Weiches Stofffutter

### Bequemer Zugriff

- Robuster Gürtel-Clip hält das Gerät griffbereit
- Zugriff auf alle Bedienelemente und den Anschluss für Docking-Station
- Zugriff auf Kopfhöreranschluss

### Praktische Aufteilung

- Innentasche für Ausweis

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Daten

## Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T):  
13,97 x 20,32 x 3,18 cm
- Nettogewicht: 0,053 kg
- Bruttogewicht: 0,101 kg
- Eigengewicht: 0,048 kg
- EAN: 87 12581 46179 9
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Blister

## Außenkarton

- Außenkarton (L x B x H): 43,8 x 24 x 46,2 cm
- Nettogewicht: 1,908 kg
- Bruttogewicht: 4,7 kg
- Eigengewicht: 2,792 kg

- GTIN: 2 87 12581 46179 3
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 36

## Innenkarton

- Innenkarton (L x B x H):  
22,225 x 20,32 x 13,97 cm
- Nettogewicht: 0,318 kg
- Bruttogewicht: 0,605 kg
- Eigengewicht: 0,287 kg
- GTIN: 1 87 12581 46179 6
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 6

## Design

- Farbe(n): Schwarz



Ausstellungsdatum  
2009-11-25

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 49177  
EAN: 87 12581 46179 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen  
Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)