




Philips  
Funda HipCase

para GoGear  
serie 5200

DLP11003



## Lleva tu GoGear con estilo

en una cómoda funda con clip para el cinturón

Una funda minimalista con máximo estilo. La funda HipCase para GoGear incluye un resistente clip para el cinturón para mantener el dispositivo a mano. La funda también dispone de protección para la pantalla y permite el acceso para el control total del GoGear.

### Protección atractiva

- Elegante exterior de cuero
- Suave forro de tela

### Cómodo acceso

- Acceso a todos los controles y al conector de base
- Acceso a la conexión para auriculares
- El resistente clip para el cinturón mantiene el dispositivo a mano

### Protección de la pantalla

- La funda incluye protección para la pantalla

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Especificaciones

## Compatibilidad

- Compatible con: GoGear

## Compatibilidad con GoGear

- Compatible con: Serie 5200

## Diseño

- Color(es): Negra

## Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):  
13,97 x 20,32 x 3,81 cm
- Peso bruto: 0,098 kg
- Peso tara: 0,049 kg
- Peso neto: 0,049 kg
- EAN: 87 12581 44753 3
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Blister

## Caja interior

- Caja interior (L x An. x Al):  
22,225 x 20,955 x 14,605 cm
- Peso bruto: 0,587 kg
- Peso tara: 0,293 kg
- Peso neto: 0,294 kg
- GTIN: 1 87 12581 44753 0
- Número de embalajes del cliente: 6

## Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 43,8 x 24 x 46,2 cm
- Peso bruto: 4,6 kg
- Peso tara: 2,836 kg
- Peso neto: 1,764 kg
- GTIN: 2 87 12581 44753 7
- Número de embalajes del cliente: 36



Fecha de emisión  
2010-01-27

Versión: 3.0.2

12 NC: 8670 000 42866  
EAN: 87 12581 44753 3

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo  
aviso. Las marcas registradas son propiedad de  
Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus  
propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)