

PHILIPS

Пароочиститель

Steam Plus

2 моющиеся щетки из
микроволокна

1 активный фильтр против накипи

Замена каждые 6 месяцев

Совместимость с FC7020...21

FC8056/01



Чистые до блеска полы благодаря обработке паром

Подходит для пароочистителя SteamPlus FC7020

Запасной комплект с двумя многоразовыми моющимися насадками из микрофибры и фильтр против накипи для увеличения срока службы пароочистителя Philips SteamPlus.

Многоразовые моющиеся насадки из микрофибры

- Легко менять и устанавливать

Активный фильтр против накипи

- Продлите срок службы вашего пароочистителя SteamPlus

Особенности

Накладки из микроволокна можно стирать



2 моющиеся насадки из микрофибры входят в комплект. Мягкий материал аккуратно убирает и впитывает грязь и пыль, обеспечивая эффективные результаты уборки. Насадки из микрофибры можно легко снять, постирать в стиральной машине и так же легко закрепить. Для максимальной эффективности уборки с помощью пароочистителя SteamPlus рекомендуется заменять насадки каждые полгода.

Активный фильтр против накипи



В пароочистителе SteamPlus можно использовать водопроводную воду. Фильтр против накипи удаляет известковый осадок. Для максимальной эффективности и долгой службы прибора рекомендуется заменять активный фильтр каждые полгода. Чтобы продлить срок службы пароочистителя SteamPlus, регулярно заменяйте фильтр под резервуаром для воды.

Характеристики

В комплекте:

Насадки из микрофибры: 2x

Фильтр против накипи: Да

