

PHILIPS

Запасной комплект

2 насадки из микрофибры

1 активный фильтр против накипи

FC8057/01



Тщательная очистка пола при помощи пара

Совместимость с SteamCleaner Active FC7025, FC7028

Запасной комплект с двумя многоразовыми моющимися насадками из микрофибры и фильтр против накипи для увеличения срока службы пароочистителя Philips SteamCleaner Active.

Активный фильтр против накипи

- Продлите срок службы вашего пароочистителя SteamCleaner Active

Многоразовые моющиеся насадки из микрофибры

- Легко менять и устанавливать

Особенности

Активный фильтр против накипи

В пароочистителе SteamCleaner Active можно использовать водопроводную воду. Активный фильтр предотвращает образование известкового осадка. Для максимальной эффективности и продления срока службы прибора заменяйте активный фильтр каждые полгода. Фильтр находится под резервуаром для воды, и заменить его очень легко.

Насадки из микрофибры можно стирать

2 моющиеся насадки из микрофибры входят в комплект. Мягкий материал аккуратно убирает и впитывает грязь и пыль, обеспечивая эффективные результаты уборки. Насадки из микрофибры можно легко снять, постирать в стиральной машине и так же легко закрепить. Для максимальной эффективности уборки с помощью пароочистителя SteamPlus рекомендуется заменять насадки каждые полгода.

Характеристики

В комплекте:

Насадки из микрофибры: 2

Фильтр против накипи: Да

