

# PHILIPS

Lisätarvikepakkaus

Performer Active

6 pölypussia (s-bag® CLP)

1 allergiasuodatin

1 kolmikerroksinen moottorisuodatin

FC8059/01



## Lisätarvikepakkaus Performer Active -pölynimurille

### Alkuperäiset Philips-pölypussit ja vaihtosuodattimet

Alkuperäinen aloituspakkaus Philips Performer Active -mallistolle. Pakkaus sisältää 6 pölypussia sekä moottori- ja poistosuodattimen, jotka on vaihdettava kerran vuodessa.

#### **Alkuperäiset Philips-lisävarusteet**

- Allergiasuodatin suodattaa erinomaisesti
- Alkuperäiset s-bag® Classic Long Performance -pölypussit
- Kolmikerroksinen moottorisuodatin

# Kohokohdat

## Allergiasuodatin



Pakkaus sisältää yhden allergiasuodattimen. Suodatin kerää hienoimmankin pölyn, ennen kuin päästöilma vapautetaan takaisin huoneeseen. Nauti puhtaasta ja pölyttömästä huoneilmasta kotonasi. Vaihda suodatin kerran vuodessa.

## s-bag® Classic Long Performance



Pakkaus sisältää 6 alkuperäistä s-bag® Classic Long Performance -pölypussia. Alkuperäinen Philips-pölypussi on kehitetty kestävästi.

pitkään. Sen imuteho ja suodatus säilyvät tehokkaina, kunnes pussi on täynnä ja valmis hävitettäväksi.

## Kolmikerroksinen moottorisuodatin



Pakkaus sisältää yhden kolmikerroksisen moottorisuodattimen. Suodatin suojaa moottoria hienojakoiselta pölyltä. Suodatin kannattaa vaihtaa kerran vuodessa.

# Tekniset tiedot

## Pakkauksen sisältö

s-bag Classic Long Performance: 6  
Moottorin suodatin: 1  
EPA-suodatin: 1

## Sopii seuraaviin malleihin

PerformerActive: FC8563, FC8574 - FC8579,  
FC8584 - FC8589

