

PHILIPS

Vervangingsset

Performer Active

6 stofzakken (s-bag® CLP)

1x allergiefilter

1x drielaagig motorfilter

FC8059/01



Vervangingsset voor Performer Active

Originele stofzakken en vervangende filters van Philips

Originele starterkit voor de Philips Performer Active. De kit bevat 6 stofzakken plus de motor- en uitblaasfilters die eens per jaar moeten worden vervangen.

Originele Philips-accessoires

- Allergiefilter voor uitstekende filtratie
- s-bag® Classic Long Performance originele stofzakken
- Motorfilter met drie lagen

Kenmerken

Allergiefilter



De set bevat 1 allergiefilter. Het filter vangt zelfs het fijnste stof op voordat de lucht terug in de kamer komt. Hierdoor krijgt u een schone en stofvrije lucht in uw huis. Het filter moet eens per jaar worden vervangen.

s-bag® Classic Long Performance



De set bevat 6 originele s-bag® Classic Long Performance-stofzakken. De originele stofzak van Philips is ontwikkeld voor langdurige

stofzuigerprestaties, d.w.z. hoge prestaties en maximale filtratie tot het moment waarop de stofzak vol is en kan worden weggegooid.

Motorfilter met drie lagen



De set bevat 1 drielagig motorfilter. Dit filter voorkomt dat fijn stof bij de motor komt en deze beschadigt. Het filter moet eens per jaar worden vervangen.

Specificaties

Bevat

s-bag Classic Long Performance: 6
Motorfilter: 1
EPA-filter: 1

Geschikt voor

PerformerActive: FC8563, FC8574 - FC8579,
FC8584 - FC8589

