

# PHILIPS

Kit de schimb

Performer Active

6 x saci de praf (s-bag® CLP)

1 filtru anti-alergeni

1 filtru pentru motor cu strat triplu

FC8059/01



## Kit de schimb pentru Performer Active

Saci de praf și filtre de schimb Philips originale

Kit de bază original pentru gamele Philips Performer Active. Kitul conține 6 saci de praf, împreună cu filtrele pentru motor și evacuare care trebuie înlocuite o dată pe an.

### Accesorii Philips originale

- Filtru anti-alergeni de evacuare pentru filtrare excelentă
- Saci de praf originali s-bag® Classic Long Performance
- Filtru de intrare cu strat triplu

# Repere

## Filtru anti-alergeni



Kitul conține 1 filtru antialergic de evacuare. Filtrul captează până și cele mai fine particule de praf înainte ca aerul să fie eliberat înapoi în cameră, ceea ce generează un aer curat, fără praf în casa ta. Filtrele se înlocuiesc o dată pe an.

## s-bag® Classic Long Performance



Kitul conține 6 x saci de praf originali s-bag® Classic Long Performance. Acest tip de sac original de praf de la Philips a fost conceput

pentru a oferi o performanță îndelungată aspiratorului, adică un grad ridicat de performanță și filtrare maximă, până când sacul se umple și poate fi eliminat.

## Filtru de intrare cu strat triplu



Kitul conține 1 x filtru de intrare cu strat triplu. Acest filtru împiedică praful să ajungă la motor și să îl deterioreze. Filtrul se înlocuiește o dată pe an.

# Specificații

## Conține

s-bag Classic Long Performance: 6  
Filtru pentru motor: 1  
Filtru EPA: 1

## Adecvat pentru

PerformerActive: FC8563, FC8574 - FC8579,  
FC8584 - FC8589

