

PHILIPS

Запасной комплект

Performer Active

6 мешков для сбора пыли (s-bag® CLP)

1 противоаллергенный фильтр

1 трехслойный фильтр защиты мотора

FC8059/01



Сменный комплект для Performer Active

Оригинальные мешки для сбора пыли Philips и сменные фильтры

Оригинальный набор аксессуаров для линейки Philips Performer Active. В набор входят 6 мешков для сбора пыли, а также фильтр защиты мотора и выходной фильтр, которые необходимо заменять один раз в год.

Оригинальные аксессуары Philips

- Выходной противоаллергенный фильтр для эффективной фильтрации
- Оригинальные мешки для сбора пыли s-bag® Classic Long Performance
- Трехслойный фильтр защиты электродвигателя

Особенности

Противоаллергенный фильтр



В набор входит 1 выходной противоаллергенный фильтр. Фильтр удерживает даже мельчайшие частицы пыли, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли. Заменяйте фильтр раз в год.

s-bag® Classic Long Performance



В набор входит 6 оригинальных мешков для сбора пыли s-bag® Classic Long Performance. Эти мешки Philips для пылесоса разработаны таким образом,

чтобы обеспечивать высокое качество уборки и максимальный уровень фильтрации надолго — вплоть до того момента, когда мешок будет полностью заполнен.

Трехслойный фильтр защиты электродвигателя



В набор входит 1 трехслойный фильтр защиты электродвигателя. Фильтр защищает электродвигатель от повреждений, предотвращая попадание на него мелких частиц пыли. Заменяйте фильтр раз в год.

Характеристики

В комплекте:

Classic Long Performance s-bag: 6

Фильтр защиты электродвигателя: 1

Фильтр HEPA: 1

Подходит для

PerformerActive: FC8520 - FC8529, FC8650–FC8669, FC8575–FC8593

