



#### Vervangingsset

- 6 stofzakken (s-bag® CLP)
- 1x allergiefilter
- 1x drielaagig motorfilter

FC8059/01

## Vervangingsset voor Performer Active

Originele stofzakken en vervangende filters van Philips

Originele starterkit voor de Philips Performer Active. De kit bevat 6 stofzakken plus de motor- en uitblaasfilters die eens per jaar moeten worden vervangen.

#### Voordelen

##### Originele Philips-accessoires

- Allergiefilter voor uitstekende filtratie
- s-bag® Classic Long Performance originele stofzakken

- Motorfilter met drie lagen

**PHILIPS**


## Kenmerken

### Allergiefilter



De set bevat 1 allergiefilter. Het filter vangt zelfs het fijnste stof op voordat de lucht terug in de kamer komt. Hierdoor krijgt u een schone en stofvrije lucht in uw huis. Het filter moet eens per jaar worden vervangen.

### Motorfilter met drie lagen



De set bevat 1 drielaagig motorfilter. Dit filter voorkomt dat fijn stof bij de motor komt en deze beschadigt. Het filter moet eens per jaar worden vervangen.

### s-bag® Classic Long Performance



De set bevat 6 originele s-bag® Classic Long Performance-stofzakken. De originele stofzak van Philips is ontwikkeld voor langdurige stofzuigerprestaties, d.w.z. hoge prestaties en maximale filtratie tot het moment waarop de stofzak vol is en kan worden weggegooid.

## Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

### Bevat

s-bag Classic Long Performance	6
Motorfilter	1
EPA-filter	1

Brutogewicht	0,34 kg
EAN	08710103649120
Aantal producten	1
Land van herkomst	CN
Harmonised Systems-code	850870

### Geschikt voor

PerformerActive	FC8563
	FC8574 - FC8579
	FC8584 - FC8589

### Omdoos

Lengte	50,00 cm
Breedte	17,50 cm
Hoogte	18,00 cm
Brutogewicht	2,50 kg
EAN	18710103649127
Aantal consumenten-verpakkingen	5

### Afmetingen van de verpakking

Hoogte	16,50 cm
Breedte	16,50 cm
Diepte	9,50 cm
Nettogewicht	0,28 kg



Wijziging van gegevens  
voorbehouden  
2018, december 6

Versie: 8.0.1  
EAN: 08710103649120

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)