



Kit de schimb

- 6 x saci de praf (s-bag® CLP)
- 1 filtru anti-alergeni
- 1 filtru pentru motor cu strat triplu

FC8059/01

Kit de schimb pentru Performer Active

Saci de praf și filtre de schimb Philips originale

Kit de bază original pentru gamele Philips Performer Active. Kitul conține 6 saci de praf, împreună cu filtrele pentru motor și evacuare care trebuie înlocuite o dată pe an.

Beneficii

Accesorii Philips originale

- Filtru anti-alergeni de evacuare pentru filtrare excelentă
- Saci de praf originali s-bag® Classic Long Performance

- Filtru de intrare cu strat triplu

PHILIPS

Caracteristici

Filtru anti-alergeni



Kitul conține 1 filtru antialergic de evacuare. Filtrul captează până și cele mai fine particule de praf înainte ca aerul să fie eliberat înapoi în cameră, ceea ce generează un aer curat, fără praf în casa ta. Filtrele se înlocuiesc o dată pe an.

Filtru de intrare cu strat triplu



Kitul conține 1 x filtru de intrare cu strat triplu. Acest filtru împiedică praful să ajungă la motor și să îl deterioreze. Filtrul se înlocuiește o dată pe an.

s-bag® Classic Long Performance



Kitul conține 6 x saci de praf originali s-bag® Classic Long Performance. Acest tip de sac original de praf de la Philips a fost conceput pentru a oferi o performanță îndelungată aspiratorului, adică un grad ridicat de performanță și filtrare maximă, până când sacul se umple și poate fi eliminat.

Specificații

Rețineți că aceasta este o broșură pentru servicii de pre-vânzare. Conținutul acestei broșuri reflectă datele pe care le deținem la data și în țara menționate mai sus. Conținutul acestei broșuri este supus modificării fără notificare. Philips nu acceptă nicio răspundere referitoare la conținutul acestei broșuri.

Conține

| | |
|--------------------------------|---|
| s-bag Classic Long Performance | 6 |
| Filtru pentru motor | 1 |
| Filtru EPA | 1 |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Greutate brută | 0,34 kg |
| EAN | 08710103649120 |
| Număr de produse incluse | 1 |
| Țara de origine | CN |
| Cod sisteme armonizate | 850870 |

Adecvat pentru

| | |
|-----------------|-----------------|
| PerformerActive | FC8563 |
| | FC8574 - FC8579 |
| | FC8584 - FC8589 |

Cutie exterioară

| | |
|-------------------|----------------|
| Lungime | 50,00 cm |
| Lățime | 17,50 cm |
| Înălțime | 18,00 cm |
| Greutate brută | 2,50 kg |
| EAN | 18710103649127 |
| Număr de ambalaje | 5 |

Dimensiunile ambalajului

| | |
|---------------|----------|
| Înălțime | 16,50 cm |
| Lățime | 16,50 cm |
| Adâncime | 9,50 cm |
| Greutate netă | 0,28 kg |



Informație ce poate fi modificată
2018, Decembrie 6
Version: 8.0.1
EAN: 08710103649120

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V.

www.philips.com