

PHILIPS

Ersatzset

Performer

5 Staubbeutel (s-bag® ULP)

1 HEPA13-Abluftfilter

1 dreischichtiger Motorfilter

FC8060/01



Ersatzset für den Performer Pro/Expert/Ultimate Original-Staubbeutel und Ersatzfilter

Original-Starter-Kit für die Philips Staubsauger. Das Kit enthält 5 Staubbeutel und den Motor- und Abluftfilter, die jeweils einmal pro Jahr ausgetauscht werden müssen.

Philips Original-Zubehörteile

- s-bag® Ultra Long Performance Original-Staubbeutel
- HEPA13-Abluftfilter für ausgezeichnete Filterung
- Dreischichtiger Motorfilter


Besonderheiten

s-bag® Ultra Long Performance



Das Set enthält 5 s-bag® Ultra Long Performance Original-Staubbeutel. Dieser Staubbeutel verfügt über ein XXL-Fassungsvermögen von 5 Litern und sorgt daher länger für eine gleichbleibende Reinigungsleistung. Aufgrund der hochwertigen, mehrschichtigen, nicht verstopfenden Poren garantiert der s-bag Ultra Long Performance eine ausgezeichnete Saugkraft und Filterung, die bis zu 80 % länger anhält als bei Standardstaubbeuteln.

HEPA13-Abluftfilter



Das Set enthält einen HEPA13-Abluftfilter. Dieser Filter fängt mehr als 99,95 % Feinstaub auf, den andere Filter einfach wieder in die Luft abgeben. Er schließt feine Partikel wie Pollen und Hausstaubmilben ein, die Allergien und Asthma auslösen können. Der Filter sollte einmal pro Jahr ausgetauscht werden.

Dreischichtiger Motorfilter



Das Set enthält einen dreischichtigen Motorfilter. Dieser Filter verhindert, dass Feinstaub in den Motor gelangt und diesen beschädigt. Der Filter sollte einmal pro Jahr ausgetauscht werden.

Daten

Inhalt:

S-Bag Ultra Long Performance: 5-fach
HEPA-Filter: 1x
Dreischichtiger Einlassfilter: 1x

Geeignet für

Jewel: FC9050 - FC9079
Performer: FC9150 bis FC9179
PerformerPro: FC9180 bis FC9199
SilentStar: FC9300 - FC9319
Performer Expert: FC8720 bis FC8729
Performer Ultimate: FC8921 - FC8925,
FC8941 - FC8957

