



Ersatzset

- 5 Staubbeutel (s-bag® ULP)
- 1 HEPA13-Abluftfilter
- 1 dreischichtiger Motorfilter

FC8060/01

Ersatzset für den Performer Pro/Expert/ Ultimate

Original-Staubbeutel und Ersatzfilter

Original-Starter-Kit für die Philips Staubsauger. Das Kit enthält 5 Staubbeutel und den Motor- und Abluftfilter, die jeweils einmal pro Jahr ausgetauscht werden müssen.

Produktübersicht

Philips Original-Zubehörteile

- s-bag® Ultra Long Performance Original-Staubbeutel
- HEPA13-Abluftfilter für ausgezeichnete Filterung
- Dreischichtiger Motorfilter

PHILIPS

Performer

Besonderheiten

s-bag® Ultra Long Performance




Das Set enthält 5 s-bag® Ultra Long Performance Original-Staubbeutel. Dieser Staubbeutel verfügt über ein XXL-Fassungsvermögen von 5 Litern und sorgt daher länger für eine gleichbleibende Reinigungsleistung. Aufgrund der hochwertigen, mehrschichtigen, nicht verstopfenden Poren garantiert der s-bag Ultra Long Performance eine ausgezeichnete Saugkraft und Filterung, die bis zu 80 % länger anhält als bei Standardstaubbeuteln.

HEPA13-Abluftfilter



Das Set enthält einen HEPA13-Abluftfilter. Dieser Filter fängt mehr als 99,95 % Feinstaub auf, den andere Filter einfach wieder in die Luft abgeben. Er schließt feine Partikel wie Pollen und Hausstaubmilben ein, die Allergien und Asthma auslösen können. Der Filter sollte einmal pro Jahr ausgetauscht werden.

Dreischichtiger Motorfilter



Das Set enthält einen dreischichtigen Motorfilter. Dieser Filter verhindert, dass Feinstaub in den Motor gelangt und diesen beschädigt. Der Filter sollte einmal pro Jahr ausgetauscht werden.

Daten

Dies ist eine Vorverkaufsbroschüre. Die Inhalte dieser Broschüre spiegeln unser bestes Wissen bis zum heutigen Tag und für das oben genannte Land wider. Die Inhalte dieser Broschüre können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips schließt jegliche Haftung für die Inhalte dieser Broschüre aus.

Inhalt:

S-Bag Ultra Long Performance	5-fach
HEPA-Filter	1x
Dreischichtiger Einlassfilter	1x

Tiefe	12.50 cm
Nettogewicht	0.32 kg
Bruttogewicht	0.37 kg
EAN	08710103625315
Anzahl der enthaltenen Produkte	1
Ursprungsland	SE
Harmonisierter Systemcode	560392

Geeignet für

Jewel	FC9050 - FC9079
Performer	FC9150 bis FC9179
PerformerPro	FC9180 bis FC9199
SilentStar	FC9300 - FC9319
Performer Expert	FC8720 bis FC8729
Performer Ultimate	FC8921 - FC8925 FC8941 - FC8957

Außenkarton

Länge	34.00 cm
Breite	26.00 cm
Höhe	26.00 cm
Bruttogewicht	1.98 kg
EAN	18710103625312
Anzahl der Verbraucherverpackungen	4

Verpackungsmaße

Höhe	23.50 cm
Breite	16.50 cm



Ausstellungsdatum
2018, November 29

Version: 10.2.1
EAN: 08710103625315

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com