

# PHILIPS

## USB-Stick

64 GB

Pico Edition 2.0

Magic Purple

FM64FD85B



## Extrem klein

Dateien blitzschnell austauschen!

Dieser besonders kleine Speicherstick eignet sich hervorragend zum Speichern und Teilen Ihrer Multimedia-Dateien, z. B. Fotos, Musik, Videos und persönliche Daten.

### Leistung und Kapazität

- 64 GB Speicherkapazität
- Datenübertragung über High Speed USB 2.0

### Design für Sie

- Ultrakompaktes Design

# Besonderheiten

## Ultrakompaktes Design

Dank seiner Größe können Sie es einfach am USB-Anschluss Ihres Laptops lassen, selbst wenn Sie unterwegs sind und Smart TVs oder Auto-Audiosystemen verwenden.

## 64 GB Speicherkapazität

Ausreichend Speicherplatz für mehr als 18.000 Fotos oder 11.200 MP3-Musikdateien\*

## High Speed USB 2.0

Dank der hohen Datenübertragungsrate können Sie alle Ihre Lieblingsdateien, wie Fotos und Musikdateien, lesen und schreiben.

# Daten

## Speichermedien

Integrierte Speicherkapazität: 64 GB

## Anschlüsse

USB: High Speed USB 2.0

## Systemanforderungen

PC-Betriebssystem: Windows® XP und höher; Mac OS 9.0 und höher, Linux 2.4.0 und höher

## Verschiedenes

Gewährleistung: 2 Jahre

## Produktabmessungen

Abmessungen Produkt (B x H x T):

1,5 x 2,3 x 0,8 cm

Gewicht: 0,004 kg

## Verpackungsmaße

Verpackungsart: Blister

Anzahl der enthaltenen Produkte: 1

Abmessungen Verpackung (B x H x T):

10 x 13,2 x 1,4 cm

Bruttogewicht: 0,016 kg

Nettogewicht: 0,004 kg

Eigengewicht: 0,012 kg

EAN: 87 19274 66546 5

## Innenkarton 2

Anzahl der Verbraucherverpackungen: 10

Innenkarton 2 (L x B x H): 10,3 x 6,9 x 13,4 cm

Bruttogewicht: 0,18 kg

Nettogewicht: 0,04 kg

Eigengewicht: 0,14 kg

EAN: 87 19274 66547 2

## Innenkarton

Anzahl der Verbraucherverpackungen: 100

Innenkarton (L x B x H): 36 x 21,6 x 14,8 cm

Bruttogewicht: 2,05 kg

Nettogewicht: 0,4 kg

Eigengewicht: 1,65 kg

EAN: 87 19274 66548 9

## Außenkarton

Anzahl der Verbraucherverpackungen: 400

Außenkarton (L x B x H): 45 x 38,3 x 33,5 cm

Bruttogewicht: 9 kg

Nettogewicht: 1,6 kg

Eigengewicht: 7,4 kg

EAN: 87 19274 66549 6

