

PHILIPS

Filtre Nano Protect

2000 Series

Piège 99,97 % des particules

FY2422/30



Respirez la différence

La tranquillité d'esprit d'une purification à 99,97 %

Le filtre NanoProtect S3 piège des particules mesurant 0,3 μm comme les allergènes courants, la poussière, la pollution, les bactéries et certains virus jusqu'à 99,97 %. Il reste performant longtemps, grâce à une durée de vie de 24 mois.

Excellente purification

- Filtre 99,97 % des particules de 0,3 μm *

Des performances durables

- Durée de vie jusqu'à 24 mois*


Points forts

Durée de vie prolongée



Le filtre NanoProtect S3 de Philips comprend plusieurs zones plissées optimisées. Dépliées, elles mesurent 2 m², pour une longue durée de vie.

Performances supérieures



Le filtre NanoProtect S3 de Philips est fabriqué avec des matériaux de haute qualité. Il piège des particules jusqu'à 99,97 %, même lorsqu'elles ne mesurent que 0,3 micron, soit la taille des allergènes les plus courants, des particules nocives, des bactéries et des virus. Le filtre haute qualité bénéficie d'une structure ferme et stable qui garantit que tout l'air passe par le filtre, pour une filtration hautement efficace.

Caractéristiques

Informations logistiques

Code 12NC: 883442230770

