

# PHILIPS

Anti-Kalk-  
Kartusche

PerfectCare Pure

Beseitigt 99 % an Kalk

Geeignet für PerfectCare Pure

Paket mit 2 Kartuschen

GC002/00



## PureSteam-Anti-Kalk-Kartusche\*

99 % kalkfrei, 5 Mal längere Lebensdauer

PureSteam Anti-Kalk-Kartuschen sind geeignet für die PerfectCare Pure-Dampfbügelstationen mit PureSteam-Technologie. Sie beseitigen 99 % an Kalk und sorgen für eine 5 Mal längere Lebensdauer.

### Einfache Handhabung der austauschbaren Kartusche

- 3 Monate Bügeln
- Ersetzen Sie die Kartusche, wenn Ihr Gerät Sie darauf hinweist

### Behalten Sie die Top-Leistung Ihres PerfectCare Pure bei

- 5 Jahre Garantie gegen Kalk
- 99 % kalkfrei mit der PureSteam-Anti-Kalk-Kartusche
- 5 Mal längere Lebensdauer
- Das effektivste Anti-Kalk-System

# Besonderheiten

## 3 Monate Bügeln




Die Lebensdauer Ihrer Kartusche ist abhängig von der Wasserhärte in Ihrer Region und von der Bügelzeit pro Woche. Im Durchschnitt können Sie mit einer Kartusche 3 Monate lang bügeln.

## 5 Jahre Garantie



Die Pure Steam Anti-Kalk-Kartusche schützt Ihr PerfectCare Pure gegen Kalkschäden. Ihr Gerät hat eine 5-Jahres-Garantie gegen Kalk.

## 99 % kalkfrei



Die PureSteam-Anti-Kalk-Kartusche filtert 99 % des Kalks aus dem Leitungswasser heraus. Sie sorgt für konsistenten Dampfausstoß und verhindert Kalkreste auf Ihrer Kleidung.

## Anzeige zum Austausch der ANTI-KALK-Kartusche



PerfectCare Pure weist Sie darauf hin, wenn die PureSteam-Anti-Kalk-Kartusche ausgetauscht werden muss. Die Anti-Kalk-Wechselanzeige beginnt zu blinken, und das Gerät gibt einen Piepton aus. Dadurch werden ein Beschädigen des Geräts und die Verschmutzung Ihrer Kleidung verhindert. Wenn Sie Ihr Gerät weiterhin in einwandfreiem

Zustand verwenden möchten, verwenden Sie entweder demineralisiertes Wasser mit der alten Kartusche, oder tauschen Sie die Kartusche gegen eine neue PureSteam-Anti-Kalk-Kartusche aus.

## 5 Mal längere Lebensdauer



Es verhindert mögliche Kalkschäden an Ihrem Gerät und erhöht die Lebensdauer um ein Fünffaches.

## PureSteam Anti-Kalk-Kartusche



Die einmalige PureSteam Anti-Kalk-Kartusche von Philips gilt als effektivstes integriertes Anti-Kalk-System.

# Daten

## Technische Daten

Anzahl der Kartuschen in Paket: 2

Produktgewicht: 0,19 kg

Gewicht des Produkts pro Paket: 0,43 kg

Verpackungsmaße: 11 x 8 x 12 cm

Produktabmessungen: 9,4 x 5,4 x 6,8 cm

## Austausch

Geeignet für: PerfectCare Pure

## Logistische Daten

A-Box-Maße: 13 x 25 x 40 cm

A-Box-Gewicht: 4,7 kg

Produktmaße: 11 x 8 x 12 cm

F-Box-Gewicht: 0,43 kg

