

PHILIPS

Картридж от накипи

PerfectCare Pure

Удаляет 99 % накипи

Подходит для PerfectCare Pure

2 картриджа в комплекте

GC002/00



Картридж от накипи PureSteam*

На 99 % без накипи, срок службы в 5 раз дольше

Картридж от накипи PureSteam подходит для парогенераторов PerfectCare Pure, оснащенных технологией PureSteam. Картридж устраняет 99 % известкового налета и в 5 раз продлевает срок службы прибора.

Сменные картриджи обеспечивают удобство использования

- Срок службы — 3 месяца
- Прибор сообщит, когда нужно заменить картридж

Поддерживает оптимальную работу PerfectCare Pure

- 5 лет гарантированной защиты от накипи
- Картридж PureSteam защищает от накипи на 99 %
- Продлевает срок службы в 5 раз
- Самая эффективная система удаления накипи

Особенности

Срок службы — 3 месяца



Срок службы картриджа от накипи зависит от уровня жесткости воды в вашем регионе и частоты использования. В среднем 1 картриджа хватает на 3 месяца эксплуатации.

5 лет гарантии



Картридж от накипи PureSteam эффективно защищает прибор PerfectCare Pure от поломок, вызванных скоплением накипи. Гарантия защиты от накипи — 5 лет.

Защита от накипи на 99 %



Картридж PureSteam удаляет 99 % известкового осадка из водопроводной воды. Благодаря этому пар подается непрерывно, а на ткани не появляется белый налет.

Индикатор замены картриджа



PerfectCare Pure сообщит, что картридж PureSteam пора заменить. Индикатор замены картриджа начнет мигать, на приборе раздастся сигнал, после чего — во избежание поломок и попадания грязных капель на ткань — устройство отключится. Чтобы продолжить эксплуатацию, необходимо либо использовать старый картридж с деминерализованной водой, либо установить новый картридж PureSteam.

Продлевает срок службы в 5 раз



Предотвращает поломку прибора вследствие скопления накипи и продлевает срок его службы в 5 раз.

Картридж от накипи PureSteam



Доказано, что уникальный картридж Philips PureSteam является самой эффективной встроенной системой защиты от известковых отложений.

Характеристики

Технические характеристики

Картриджей в упаковке: 2

Вес продукта: 0,19 кг

Вес изделия с упаковкой: 0,43 кг

Размеры упаковки: 11 × 8 × 12 см

Габариты изделия: 9,4 × 5,4 × 6,8 см

Замена

Подходит для: PerfectCare Pure

Логистические данные

Размеры A-Box: 13 × 25 × 40 см

Вес A-Box: 4,7 кг

Размеры F-Box: 11 × 8 × 12 см

Вес F-Box: 0,43 кг

