



Cartouche anticalcaire

- Élimine 99 % du calcaire
- Compatible avec PerfectCare Pure
- Pack de 4 cartouches

GC004/00

Cartouche anticalcaire pour PerfectCare Pure

Sans calcaire à 99 %, durée de vie 5 fois plus longue

La cartouche anticalcaire PureVap est destinée aux centrales vapeur PerfectCare Pure dotées de la technologie PureVap. Elle élimine 99 % du calcaire et multiplie la durée de vie de l'appareil par 5.

Avantages

[Cartouche remplaçable facile à manipuler](#)

- 3 mois de repassage
- Remplacez la cartouche lorsque votre appareil vous avertit

[Maintenez les performances optimales de votre PerfectCare Pure](#)

- Garantie de 5 ans contre le calcaire

- Cartouche anticalcaire PureVap éliminant 99 % du calcaire
- Durée de vie multipliée par 5
- Système anticalcaire ultra-efficace

PHILIPS

Fonctions

3 mois de repassage




La durée de vie de votre cartouche dépend de la dureté de l'eau dans votre région et du nombre d'heures de repassage par semaine ; en moyenne, 1 cartouche permet de repasser pendant 3 mois.

5 ans de garantie



La cartouche anticalcaire PureVap protégera efficacement votre PerfectCare Pure contre tout dommage dû au calcaire. Votre appareil est garanti 5 ans contre le calcaire.

Élimine 99 % du calcaire



La cartouche anticalcaire PureVap filtre 99 % du calcaire de l'eau du robinet. Elle permet ainsi un débit de vapeur constant et évite que du calcaire ne se dépose sur les vêtements.

Voyant de remplacement anticalcaire



PerfectCare Pure vous avertit lorsque la cartouche anticalcaire PureVap doit être remplacée. Le voyant de remplacement anticalcaire commence à clignoter et votre appareil émet un signal sonore, afin de vous éviter d'endommager l'appareil et de salir vos vêtements. Pour continuer à utiliser votre appareil dans les meilleures conditions, vous pouvez soit utiliser de l'eau déminéralisée en gardant l'ancienne cartouche, soit la remplacer par une nouvelle cartouche anticalcaire PureVap.

Durée de vie multipliée par 5



Elle évite que le calcaire n'endommage votre appareil et multiplie par 5 sa durée de vie.

Cartouche anticalcaire PureVap



La supériorité des cartouches anticalcaires PureSteam remplaçables parmi les systèmes anticalcaires intégrés est prouvée.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Spécificités techniques

Nombre de cartouches dans le pack	4
Poids du produit	0,19 kg
Poids du produit dans son emballage	0,83 kg
Dimensions du produit	9,4 x 5,4 x 6,8 cm

Informations logistiques

Dimensions de l'unité d'emballage	13 x 31 x 37 cm
Poids de l'unité d'emballage	5,4 kg
Dimensions de l'unité de vente	11 x 12 x 15 cm

PerfectCare Pure

Poids de l'unité de
vente 0,83 kg

Pays d'origine ID
Code du système 842121
harmonisé

Remplacement

Idéal pour PerfectCare Pure

Carton externe

Longueur 37,00 cm
Largeur 30,00 cm
Hauteur 13,00 cm
Poids brut 5,59 kg
EAN 18710103645143
Nombre d'emballages 6

Dimensions de l'emballage

Hauteur 11,00 cm
Largeur 15,00 cm
Profondeur 12,00 cm
Poids net 0,76 kg
Poids brut 0,85 kg
EAN 08710103645146
Nombre de produits
inclus 1

* Il est possible que le produit soit plus foncé et plus humide que ne le laisse penser la photo de l'emballage car il a été pré-traité à l'eau déminéralisée pour garantir des performances optimales.



Les données sont sujettes
à changement
2018, octobre 20

Version: 7.1.1
EAN: 08710103645146

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com