

PHILIPS

Antikalkcartridges

WardrobeCare

GC019/00



Antikalkcartridges voor alle WardrobeCare-modellen

Houd uw WardrobeCare kalkvrij

Het Philips WardrobeCare-strijksysteem is voorzien van een uniek DualProtect-antikalksysteem dat het apparaat 99% kalkvrij houdt. De speciale antikalkcartridges filteren de mineralen uit het water, waardoor het 99% kalkvrij blijft.

Eenvoudig te vervangen

- Het DualProtect-antikalksysteem geeft een waarschuwing wanneer u de cartridge moet vervangen
- Eenvoudig vervangbare cartridge
- Eén verpakking antikalkcartridges bevat twee cartridges

Zorg dat uw WardrobeCare in topconditie blijft

- Antikalkcartridges houden uw apparaat 99% kalkvrij
- Geschikt voor alle WardrobeCare-modellen

Kenmerken

99% kalkvrij

Antikalkcartridges houden uw apparaat 99% kalkvrij

DualProtect-antikalksysteem



De nieuwere versies van de WardrobeCare zijn voorzien van het DualProtect-antikalksysteem, dat u waarschuwt wanneer de cartridge moet worden vervangen. Zo zorgt u ervoor dat uw apparaat 99% kalkvrij blijft.

Voor alle WardrobeCare-modellen



Geschikt voor alle WardrobeCare-modellen: GC9920*, GC9940, GC9955 *- Vereist een nieuw waterreservoir met compartiment voor kalk - Neem contact op met Philips Consumer Care voor meer informatie

Twee cartridges in één verpakking



Eén verpakking antikalkcartridges bevat twee cartridges

Specificaties

Ontkalkingsfunctie

Geschikt voor kraanwater
Calc-Clean-oplossing: DualProtect-antikalksysteem

Accessoires

Geschikt voor WardrobeCare: GC9920*, GC9940, GC9955

Verandert van kleur

Verandert van kleur: Bij gebruik verandert de kleur van blauw in bruin

