

Antikalkcartridges

GC019/00



Antikalkcartridges voor alle WardrobeCare-modellen

Houd uw WardrobeCare kalkvrij

Het Philips WardrobeCare-strijksysteem is voorzien van een uniek DualProtect-antikalksysteem dat het apparaat 99% kalkvrij houdt. De speciale antikalkcartridges filteren de mineralen uit het water, waardoor het 99% kalkvrij blijft.

Voordelen

Eenvoudig te vervangen

- Het DualProtect-antikalksysteem geeft een waarschuwing wanneer u de cartridge moet vervangen
- Eenvoudig vervangbare cartridge
- Eén verpakking antikalkcartridges bevat twee cartridges

Zorg dat uw WardrobeCare in topconditie blijft

- Antikalkcartridges houden uw apparaat 99% kalkvrij
- Geschikt voor alle WardrobeCare-modellen

Kenmerken

99% kalkvrij

PHILIPS

WardrobeCare

DualProtect-antikalksysteem



De nieuwere versies van de WardrobeCare zijn voorzien van het DualProtect-antikalksysteem, dat u waarschuwt wanneer de cartridge moet worden vervangen. Zo zorgt u ervoor dat uw apparaat 99% kalkvrij blijft.

Voor alle WardrobeCare-modellen



Geschikt voor alle WardrobeCare-modellen: GC9920*, GC9940, GC9955 *- Vereist een nieuw waterreservoir met compartiment voor kalk - Neem contact op met Philips Consumer Care voor meer informatie

Twee cartridges in één verpakking



Eén verpakking antikalkcartridges bevat twee cartridges

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Ontkalkingsfunctie

Geschikt voor kraanwater	Ja
Calc-Clean-oplossing	DualProtect-antikalksysteem

Nettogewicht	0,47 kg
Brutogewicht	0,54 kg
EAN	08710103591771
Aantal producten	1
Land van herkomst	ID
Harmonised Systems-code	842121

Accessoires

Geschikt voor WardrobeCare	GC9920* GC9940 GC9955
----------------------------	-----------------------------

Omdoos

Lengte	33,70 cm
Breedte	19,00 cm
Hoogte	20,00 cm
Brutogewicht	3,49 kg
EAN	18710103591778
Aantal consumentenverpakkingen	6

Verandert van kleur

Verandert van kleur	Bij gebruik verandert de kleur van blauw in bruin
---------------------	---

Afmetingen van de verpakking

Hoogte	18,00 cm
Breedte	9,00 cm
Diepte	10,50 cm



Wijziging van gegevens voorbehouden
2016, november 26

Versie: 7.1.1
EAN: 08710103591771

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com