

#### Filtro dell'acqua per ferri da stiro

- Previene la formazione del calcare
- Adatto per tutti i ferri
- 1 cartuccia inclusa

GC024/10



## Previene i danni dovuti alla corrosione e al calcare

Prolunga la vita del ferro fino a 4 volte\*

IronCare rimuove il calcare dall'acqua del rubinetto preservando le prestazioni del tuo ferro e consentendone l'utilizzo fino a 4 volte più a lungo\*. Proteggere il tuo ferro dal calcare non è mai stato così semplice con questo innovativo filtro, progettato per tutti gli apparecchi di stiratura.

### Vantaggi

#### Mantieni prestazioni ottimali nel tuo ferro

- Con il 99% di calcare in meno nell'acqua, il tuo ferro dura più a lungo
- Impedisce che i fori del vapore si ostruiscano
- Impedisce la comparsa di residui di calcare sugli indumenti
- Progettato per tutti i ferri da stiro e generatori di vapore

- Impugnatura anti-scivolo per la massima comodità
- La cartuccia cambia colore a indicare che è necessario procedere alla sostituzione
- Filtraggio ultra rapido per demineralizzare rapidamente l'acqua
- Fino a 3 mesi di stiratura

#### Semplicità d'uso

# PHILIPS

## Caratteristiche

### Rimuovi il 99% del calcare dall'acqua



I depositi di calcare possono ostruire il ferro e causare l'accumulo di ruggine, comportando eventuali danni all'apparecchio. La resina di scambio degli ioni all'interno del filtro rimuove il 99% del calcare dall'acqua del rubinetto, per un ferro che dura fino a 4 volte\* più a lungo.

### Emissione costante del vapore



L'acqua demineralizzata dell'IronCare impedisce la formazione del calcare all'interno del ferro. Le particelle di calcare non bloccheranno i fori del vapore, offrendoti un vapore sempre uniforme.

### Semplice riempimento dell'acqua



Con il filtro IronCare potrai sempre riempire con semplicità il serbatoio dell'acqua dell'apparecchio per la stiratura. L'impugnatura antiscivolo ti consente di utilizzarlo con maggiore comfort.

### Impedisce l'accumulo di residui di calcare



I tuoi indumenti preferiti non saranno più rovinati dai residui di calcare all'interno del ferro. Gli indumenti resteranno puliti dopo la stiratura e il tuo look sarà straordinario con abiti perfettamente stirati.

### Sostituzione della cartuccia Smart




Il colore cambia gradualmente a indicare che la quantità di acqua è stata trattata nel tempo. La cartuccia deve essere sostituita quando diventa completamente marrone.

### Adatto per tutti i ferri



IronCare è progettato per adattarsi a tutti gli apparecchi di stiratura a vapore: ferri a vapore e generatori di vapore Philips e altri marchi di ferri da stiro.

### Filtraggio ultra rapido



La cartuccia dal design esclusivo consente un rapido filtraggio dell'acqua, così puoi continuare a stirare finché desideri. È possibile posizionare il filtro IronCare vicino alla tua postazione di stiratura così da non doverlo sempre riempire nel lavandino.

### Fino a 3 mesi di stiratura



La durata della cartuccia può variare a seconda della durezza dell'acqua della tua area e alle abitudini di stiratura; in media, 1 cartuccia offre una durata di 3 mesi di stiratura.

## Specifiche

*Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.*

### Semplicità d'uso

Riempi quando vuoi durante l'uso      Sì

### Accessori inclusi

Cartuccia IronCare      1 pz.

### Efficienza ecologica

Imballaggio del prodotto      100% riciclabile

Manuale di istruzioni

Carta riciclata al 100%

### Garanzia

Garanzia internazionale di 2 anni

Sì

### Ricambio

Cartuccia IronCare

GC025

IronCare

#### Dimensioni e peso

Dimensioni del prodotto (L x A x P) 22 X 8,5 X 19,5 cm

#### Dimensioni dell'imballo

Altezza 23,20 cm  
Larghezza 10,20 cm  
Profondità 22,70 cm  
Peso netto 0,62 Kg  
Peso lordo 0,82 Kg  
EAN 08710103597292  
Numero di prodotti inclusi 1  
Paese di origine ID

Codice del sistema armonizzato 842121

#### Scatola esterna

Lunghezza 46,70 cm  
Larghezza 32,10 cm  
Altezza 25,00 cm  
Peso lordo 5,34 Kg  
EAN 18710103597299  
Numero di confezioni consumatori 6

\* Testato sulla serie Philips GC5000 con acqua a 16,8° dH e con riferimento solamente all'effetto del calcare.



Dati soggetti a modifiche  
2016, Novembre 13

Version: 13.2.1  
EAN: 08710103597292

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

[www.philips.com](http://www.philips.com)