

PHILIPS

Cartouche
anticalcaire

IronCare

Élimine 99 % du calcaire

Compatible avec IronCare

Pack de 3 cartouches

Filtration ultrarapide



GC025/00



Cartouche anticalcaire*

Compatible avec le filtre anticalcaire IronCare GC024

La cartouche anticalcaire est compatible avec le filtre anticalcaire IronCare. Elle assurera une performance optimale de votre filtre anticalcaire ainsi qu'un maintien parfait de votre débit vapeur.

Pour un fer à l'efficacité optimale

- Eau filtrée à 99 %* sans calcaire pour votre fer
- Garantit un débit de vapeur constant pour votre fer
- Évite les traces de calcaire sur les vêtements

Repassage rapide et facile

- Filtration ultrarapide pour filtrer l'eau en un instant

Cartouche remplaçable facile à manipuler

- Remplacez la cartouche lorsque la couleur change
- Jusqu'à 3 mois de repassage
- Compatible avec le filtre anticalcaire IronCare

Points forts

Eau filtrée à 99 %* sans calcaire

99%
calc free

Les granules ionisés de la cartouche éliminent 99 %* du calcaire de l'eau du robinet. L'eau ainsi traitée peut être utilisée pour le repassage. *Jusqu'à 25 l d'eau traitée à 8,4 °dH

Débit de vapeur constant



L'eau déminéralisée d'IronCare permet d'éviter que le calcaire ne s'accumule rapidement dans le fer, tant dans la semelle que dans la chaudière. Ainsi, les particules de calcaire ne boucheront pas les orifices de sortie de la vapeur, et le débit de vapeur de votre fer se maintiendra, pour un repassage plus agréable.

Évite les traces de calcaire



La cartouche ultra-efficace évite toute accumulation de calcaire. Ainsi, votre précieuse robe ne sera pas abîmée par des

résidus de calcaire lors du repassage. Vos vêtements seront parfaitement repassés pour toujours plus d'élégance.

Filtration ultrarapide



Ultra fast filtration

L'eau est filtrée rapidement par cette cartouche. Vous pouvez ainsi commencer à repasser sans avoir à attendre. Gardez IronCare à proximité afin de remplir votre fer à tout moment, sans devoir vous déplacer jusqu'à l'évier avec votre fer pour refaire le plein d'eau.

Remplacement de cartouche

Cartridge replacement



La cartouche change graduellement de couleur, du bas vers le haut, en fonction du volume d'eau traité. La couleur passe du bleu au marron pour indiquer la durée de vie de la cartouche. Remplacez la cartouche lorsque la couleur est passée entièrement du bleu au marron afin d'optimiser les performances de l'appareil.

Jusqu'à 3 mois de repassage

Up to

3

Months ironing

La durée de vie de votre cartouche dépend de la dureté de l'eau utilisée et du nombre d'heures de repassage par semaine. Une cartouche permet jusqu'à 3 mois de repassage.

Compatible avec IronCare



La cartouche de rechange garantit le fonctionnement optimal de votre filtre anticalcaire IronCare.

Caractéristiques

Facile à utiliser

Indicateur changeant de couleur: du bleu au marron

Spécificités techniques

Nombre de cartouches dans le pack: 3

Poids du produit: 0,63 kg

Poids du produit dans son emballage: 0,7 kg

Dimensions du produit: 13,9 x 6,9 x 20,7 cm

Informations logistiques

Dimensions de l'unité d'emballage:

17,2 x 31,9 x 45,9 cm

Poids de l'unité d'emballage: 6,1 kg

Dimensions de l'unité de vente:

15,2 x 7,5 x 22,2 cm

Poids de l'unité de vente: 0,7 kg

Remplacement

Idéal pour: GC024



* *jusqu'à 12 l d'eau traitée à 16,8 °dH

* *Testé sur les fers à vapeur de la série Philips GC5000 avec une eau à 16,8 °dH. Concerne uniquement le calcaire.

* Il est possible que le produit soit plus foncé et plus humide que ne le laisse penser la photo de l'emballage car il a été pré-traité à l'eau déminéralisée pour garantir des performances optimales.