

PHILIPS

Stoomstrijkijzer

2500 series

Drip Stop-systeem

Dubbel antikalksysteem

GC2520



Eenvoudig, snel en effectief

Duurzamere stoomresultaten

Voor het beste resultaat wilt u krachtige stoom en een strijkijzer dat altijd doorgaat. Dit handige strijkijzer, met stoomstoten van 90 g, 2000 W vermogen voor constante hoge stoomproductie en Double Active Calc System, geeft u waar voor uw geld!

Krachtige prestaties

- 2000 watt voor constante hoge stoomproductie

Eenvoudig kreukels verwijderen

- Continue stoom tot 30 g/min voor gladdere strijkresultaten
- Verticale stoom voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken
- Stoomstoot tot 90 g voor de meest hardnekkige kreuken

Soepel glijden over alle stoffen

- Zoolplaat met niet-plakken buitenlaag

Langere levensduur

- Double Active Calc System voorkomt kalkaanslag

Comfortabel strijken

- Minder navullen dankzij het extra grote waterreservoir van 300 ml

Kenmerken

2000 watt

2000 W
max

2000 watt voor constante hoge stoomproductie.

Stoomstoot tot 90 g



Met de stoomstoot van 90 g van het strijkijzer kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken probleemloos verwijderen.

Dubbelactief antikalksysteem



Het Double Active Calc-systeem op uw Philips-stoomstrijkijzer voorkomt kalkaanslag dankzij kalkwerende pillen en de eenvoudig te gebruiken Calc-Clean-functie.

Comfortabel strijken

Extra comfort: Snoer voor maximale bewegingsvrijheid (360 graden)

Antikalksysteem: Dubbelactief antikalksysteem

Snoerlengte: 2 m

Veilig in gebruik: Voldoet ruimschoots aan internationale valproefnormen

Geschikt voor kraanwater

Kreuken verwijderen

Continue stoom: Tot 30 g/min

Voor moeilijk bereikbare plekjes: Spitse voorkant

Spray

Stoomstoot: Tot 90 g/min

Verticale stoom

Gebruiksvriendelijk

Controle: Indicatielampje voor temperatuur, Variabele stoominstellingen

Snelle opwarming

Voor moeilijk bereikbare plekjes: Speciale vorm

Soepel glijden

Zoolplaat: Niet-plakkende zoolplaat

Technische specificaties

Frequentie: 50-60

Vermogen: 2000

Voltage: 220 - 240

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van het product: 29,5 x 11,6 x 19,5

Gewicht van het product: 1,2

