

PHILIPS

Парна ютия

2800 series

SteamGlide

GC2810



Направена да върши работа, ден след ден С новата гладеща плоча SteamGlide

За отлични резултати ден след ден се нуждаете от ютия, която никога не ви разочарова. С новата си гладеща плоча SteamGlide, 2000 W за постоянен силен поток на парата и лесна за употреба функция Calc Clean, тази практична ютия ви дава трайно качество в замяна на вложените средства!

Лесно отстранява гънките

- Парен удар до 90 г/мин. за най-упоритите гънки
- Продължително пароподаване до 30 г/мин. за по-добро премахване на гънките

Забележително изпълнение

- Мощността 2000 W позволява постоянен силен поток на парата

Лесно гладене на всякакви тъкани

- Гладещата плоча SteamGlide е най-добрата гладеща плоча на Philips

По-дълъг живот

- 2 години гаранция

Акценти

2000 вата

2000 W
max

Мощността 2000 W позволява постоянен силен поток на парата.

2 години гаранция



Пълна гаранция 2 години.

Гладеща плоча SteamGlide



Гладещата плоча SteamGlide е най-добрата гладеща плоча на Philips. Тя има превъзходна устойчивост на издраскване, плъзга се отлично и е лесна за почистване.

Спецификации

Бързо и мощно премахване на гънките

Гладеща повърхност: SteamGlide

Постоянно подаване на пара: До 30 г/мин

Парен удар: До 90 г

Промениливи настройки за парата

Пръскане

Мощност: 2000 W

Лесна употреба

Вместимост на резервоара за вода: 300 мл

Спиране на прокапването

Дължина на захранващия кабел: 2 м

Свобода на кабела (шарнир): 360 градуса свобода на кабела

Предпазване от накип

Подходящ за чешмяна вода

Технически данни

Тегло на ютията: 1,2 кг

Размери на изделието: 29,5 x 11,6 x 19,5 см

Напрежение: 220 - 240 V

