

PHILIPS

Паровой утюг


Azur Performer Plus

Подача пара 45 г/мин; паровой удар 170г

Подшва SteamGlide

Очистка от накипи

2400 Вт



GC4506/20



Быстрее*, проще, умнее

Более эффективная очистка благодаря контейнеру для накипи

Паровой утюг Philips Azur Performer Plus с подошвой SteamGlide не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Он оснащен встроенным контейнером для эффективного удаления накипи и сохранения оптимальной подачи пара надолго, а также обеспечивает автоматическую регулировку подачи пара.

Безупречная работа и быстрый результат

- 2400 Вт для быстрого нагрева утюга
- подача пара до 45 г/мин для лучшего разглаживания складок
- Паровой удар до 170 г

Легко скользит по любым типам тканей

- Подошва SteamGlide обеспечивает превосходное и легкое скольжение

Система удаления накипи

- Встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения
- Самоочистка для эффективного удаления накипи

Комфортное глажение

- Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани
- Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани
- Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс



asimpleswitch.com

Особенности

Подача пара до 45 г/мин



Постоянная подача пара до 45 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

Автоматическая регулировка подачи пара



Благодаря автоматической регулировке подачи пара вам больше не придется беспокоиться о количестве пара во время глажения. Достаточно выбрать температурный режим для определенного типа ткани — все остальное будет сделано за Вас.

Оптимальный вес




Благодаря оптимальному весу прибор легко перемещать по тканям любого типа. Это значительно упрощает процесс глажения: прибор легко ставить на гладильную доску и обратно в вертикальное положение.

Подощва SteamGlide



Паровой утюг Azur Performer оснащен устойчивой к царапинам подошвой SteamGlide, которая обеспечивает идеальное скольжение и проста в очистке.

Носик Triple Precision



Носик утюга Philips Azur Performer имеет три характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц или между стрелками.

2400 Вт для быстрого нагрева



Благодаря мощности 2400 Вт паровой утюг Azur Performer Plus быстро нагревается и обеспечивает превосходные результаты глажения.

Встроенный контейнер для накипи



Наш специальный встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения. В процессе самоочистки накипь вымывается из утюга для обеспечения великолепных результатов глажения день за днем.

Самоочистка



В дополнение к встроенному контейнеру для накипи прибор оснащен системой самоочистки подошвы, что позволит избавиться от самой стойкой накипи. Чистая подошва гарантирует оптимальную подачу пара и эффективное глажение.



asimpleswitch.com

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

Характеристики

Легко использовать

Длина шнура питания: 2 м

Объем резервуара для воды: 300 мл

Система "капля-стоп": Да

Долив воды в любой момент использования: Да

Открывающаяся сбоку крышка:

Да

Название подошвы: Подошва SteamGlide

Быстрое разглаживание складок

Различные режимы подачи пара: Да

Вертикальное отпаривание: Да

Распыление воды: Да

Экологичность

Упаковка изделия: Полностью перерабатываемое сырье

Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

Гарантия

Международная гарантия 2 года: Да

Борьба с накипью

Очистка от накипи и загрязнений: Встроенный контейнер для сбора накипи, Функция самоочистки

Размер и вес

Размеры упаковки (Ш x В x Д): 34,1 * 30 * 36 см

Размеры изделия (Ш x В x Д): 16 * 32,6 * 14 см

Вес (с упаковкой): 1,52 кг

Вес утюга + подставка: 1,75 кг

Быстрое и мощное разглаживание складок

Постоянная подача пара: 45 г/мин

Питание: 2400 Вт

Подошва: SteamGlide

Паровой удар: 170 г

