

# PHILIPS

## Паровой утюг

### Azur

Постоянная подача пара 45 г/мин

Паровой удар 200 г

Подошва SteamGlide Plus



GC4541/20



## Гарантированно оптимальная подача пара

С улучшенной системой очистки от накипи Quick Calc Release

Благодаря инновационной конструкции частицы накипи легко расщепляются и автоматически собираются в специальном съемном контейнере. Это позволяет менее чем за 15 секунд очистить прибор от накипи для превосходных результатов использования прибора.

### Более быстрое глажение и безупречный результат

- паровой удар до 200 г для разглаживания жестких складок
- 2400 Вт для быстрого нагрева и безупречного результата
- подача пара до 45 г/мин для быстрого разглаживания складок

### Комфортное глажение

- Система быстрой очистки от накипи

### Легко скользит по любым типам тканей

- Подошва SteamGlide Plus для превосходного скольжения по ткани любого типа

## Особенности

### Паровой удар до 200 г



Пар проникает глубоко в ткань для легкого разглаживания жестких складок

### 2400 Вт для быстрого нагрева



Обеспечивает быстрый нагрев и превосходные результаты для быстрого глажения

### Постоянная подача пара до 45 г/мин



Благодаря мощной и постоянной подаче в ткань проникает больше пара, и складки разглаживаются быстрее.

### Быстрая очистка от накипи



Система Quick Calc Release для удобной очистки утюга от накипи и оптимальной подачи пара надолго

### Подошва SteamGlide Plus



Уникальная подошва SteamGlide Plus обеспечивает великолепное скольжение по тканям любого типа. Антипригарные свойства, устойчивость к царапинам и простая очистка.

## Характеристики

Быстрое разглаживание складок  
Постоянная подача пара: 45 г/мин  
Питание: 2400 Вт  
Паровой удар: 200 г  
Вертикальное отпаривание: Да  
напряжение:  
240 В  
Распыление воды: Да

Легко использовать  
Превосходное скольжение подошвы: 3 звезд  
Название подошвы: SteamGlide Plus  
Система "капля-стоп": Да  
Длина шнура питания: 2 м  
Устойчивость подошвы к царапинам: 4 звезд  
Возможность использования водопроводной воды: Да

Очистка от накипи  
Очистка от накипи и загрязнений: Быстрая очистка от накипи

Размер и вес  
Размеры упаковки (Ш x В x Д): 13,7 x 16,7 x 33,2 см  
Размеры изделия (Ш x В x Д):  
12,88 x 15,33 x 31,95 см  
Вес (с упаковкой): 1,791 кг  
Вес утюга:  
1,552 кг  
Вес утюга + подставка: 1,569 кг

Гарантия  
Международная гарантия 2 года: Да

Экологичность  
Упаковка изделия: Полностью перерабатываемое сырье  
Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

