



Philips Viva Collection
Multicooker

5 l



HD3167/77

Votre nouveau commis de cuisine

16 programmes pour des plats faciles, sains et variés

Le nouveau multicooker Philips est doté d'un thermostat facilitant la cuisson de vos plats préférés. Interface pratique située sur le dessus de l'appareil.

On ne peut plus pratique et simple à utiliser

- Départ différé de 24 heures, pour des repas prêts à l'heure
- Fonction de chauffe 3D pour des plats uniformément chauds
- Cuve aux parois ultra-épaisses de 2,0 mm avec revêtement en nano-céramique
- Interface utilisateur étanche et robuste

Robuste

- Le verrouillage enfant sécurise votre cuisine et vous tranquillise

Technologie de chauffe permettant de préparer de délicieux plats

- Double résistance offrant une plus grande zone de chauffe directe

PHILIPS

Points forts

Départ différé de 24 h




Le départ différé de 24 heures garantit des repas prêts à l'heure.

Fonction de chauffe 3D



Fonction de chauffe 3D pour des plats uniformément chauds

Verrouillage enfant




Le verrouillage enfant sécurise votre cuisine et vous tranquillise

Double résistance



La double résistance offre une plus grande zone de chauffe directe et permet une cuisson plus efficace et plus homogène.

Cuve aux parois ultra-épaisses de 2,0 mm



Cuve aux parois ultra-épaisses de 2,0 mm avec revêtement en nano-céramique

Waterproof

Interface utilisateur étanche et robuste

Caractéristiques

Accessoires

- Bol gradué
- Spatule
- Louche

Spécificités techniques

- Tension: 220 volt
- Puissance consommée: 980 W
- Longueur du cordon: 1,2 m
- Capacité: 5 Litres/tasses
- Capacité de la cuve: 5 l

