

PHILIPS

Thuistap

PerfectDraft

70W

Vaatjes, 6 liter

30 dagen bier, 3 °C

LCD-scherm (temperatuur,
volume)

HD3620/25



Vers en koel thuisgetapt bier

Biertapunit

Nu kunt u thuis genieten van een heerlijk koel versgetapt biertje met deze HD3620/25-biertapunit van Philips.

Uw favoriete getapte biertje

- Beschikbaar voor een reeks populaire biemerken

Verse smaak

- 30 dagen lang vers bier, op 3 °C

De perfecte ervaring

- Echte taphendel, metalen vaten van 6 liter

Koeling voor een perfecte kwaliteit

- Robuust ontwerp, goede isolatie
- LCD-display met aanduiding van temperatuur, hoeveelheid en versheid

Schoon en eenvoudig

- Eenvoudig te verwijderen taphendel (kindveilig)
- Opent aan de voorzijde, waardoor u eenvoudig uw vaatje kunt verwisselen
- Hygiënische installatie; bij elk nieuw vaatje wordt een bierslangetje geleverd
- Afneembare, vaatwasmachinebestendige lekbak

Kenmerken

Temperatuur- en volume-indicatie



De temperatuuraanduiding geeft aan wanneer uw bier op de juiste temperatuur (3 °C) is. De niveau-aanduiding geeft aan hoeveel bier er nog in het vaatje zit. De versheidindicator geeft aan hoe lang het bier nog vers blijft.

Specificaties

Afwerking

Kleur(en): Zwart met chroom en echte metalen accenten.

Ontwerpspecificaties

Afkoeltijd op kamertemperatuur (23 °C):

Tussen 12-15 uur

Maximale gebruikstemperatuur: 32 °C

Gewicht en afmetingen

Productafmetingen, incl. hendel en lekbak

(B x H x D): 286 x 444 x 493 mm

Gewicht: 8320 g

Logistieke gegevens

CTV-code: 8823 620 25000

Technische gegevens

Voltage: 200-240 volt

Type speen: 2 l/min

Frequentie: 50/60 Hz

Maximaal vermogen: 70 W

Maximale druk tijdens gebruik: 1,5 bar

Biervaatjes (niet meegeleverd)

Volume: 6 L

Afmetingen (h x diameter): 273 x 199 mm

Gewicht leeg: 1200 gr

Gewicht vol: 7200 gr

