



Sistema domestico di erogazione della birra

- 70 W
- Fusto da 6 l
- 30 giorni di birra, 3 °C
- Display LCD (temp., volume)

HD3720/26

## Birra alla spina fresca e dissetante

Sistema per spillare la birra

Potrai assaporare un bicchiere di birra fresca direttamente a casa tua grazie allo spillatore Philips HD3720/26.

### Vantaggi

#### Gusto freschissimo

- Birra fresca per 30 giorni a 3 °C

#### Pulizia e semplicità di utilizzo

- Spillatore facile da rimuovere (a prova di bambini)
- Si apre dal lato anteriore ed è molto semplice cambiare i fusti
- Installazione igienica, tubo fornito con ogni nuovo fusto
- Vassoio raccogli goccia lavabile in lavastoviglie rimovibile

#### La birra perfetta

- Spillatori autentici, fusti in metallo da 6 l

#### La tua birra alla spina preferita

- Disponibile con diverse marche di birra

#### Raffreddamento per una qualità ottimale

- Design resistente, isolamento efficace
- Display LCD con indicatore di temperatura, volume e freschezza

**PHILIPS**

## Caratteristiche

### Indicazione della temperatura e del volume



L'indicatore della temperatura mostra quando la birra raggiunge la temperatura ideale di 3 °C. L'indicatore del volume mostra la quantità di birra

rimanente nel fusto. L'indicatore della freschezza mostra per quanto tempo ancora la birra rimarrà fresca.

## Specifiche

*Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.*

### Fusti di birra (non inclusi)

Volume	6 L
Dimensioni (A x diametro)	273 x 199 mm
Tara	1200 g
Peso lordo	7200 g

### Caratteristiche del design

Tempo di raffreddamento a temperatura ambiente (23 °C)	Da 12 a 15 ore
Temperatura di funzionamento massima	32 °C

### Dati tecnici

Voltaggio	200-240 V
Velocità del flusso	2 l/min
Frequenza	50/60 Hz
Potenza massima	70 W
Pressione di funzionamento massima	1,5 bar

### Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto incluso spillatore e vassoio raccogliacqua (LxAxP)	261 x 444 x 494 mm
Peso	8160 g

### Rifiniture

Colori	Nero con sfumature cromate e metalliche.
--------	--

### Dati logistici

Codice CTV	8823 720 26011
------------	----------------

### Dimensioni dell'imballo

Altezza	45,00 cm
Larghezza	46,00 cm
Profondità	33,10 cm
Peso netto	8,34 Kg
Peso lordo	10,50 Kg
EAN	08710103882589
Numero di prodotti inclusi	1
Paese di origine	CN
Codice del sistema armonizzato	841869

### Scatola esterna

Lunghezza	47,00 cm
Larghezza	33,70 cm
Altezza	45,50 cm
Peso lordo	10,60 Kg
EAN	18710103882586
Numero di confezioni consumatori	1



Dati soggetti a modifiche  
2018, Agosto 25

Version: 2.0.1  
EAN: 08710103882589

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

[www.philips.com](http://www.philips.com)