

PHILIPS

Waterreservoir

Incanto, Rondò

HD5054



Voor het water in uw espressomachine

Raadpleeg de specificaties voor compatibele producten

Dit waterreservoir in natuurlijk grijs past op verschillende Saeco-espressomachines, waaronder de Incanto Classic, Incanto De Luxe en Rondò! Dankzij het handvat kunt u het reservoir gemakkelijk verwijderen voor vullen en schoonmaken.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een opknapbeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog

nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te vernieuwen. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor producttypen: 10000023, 10000030, 10000031, 10000032, 10000050, 10000112, 10000501, 10001421, 10001422, 10002292, 100022920, 1000229200, 740819010, 740819210, 740819310, 740819410, 740820310, 740821008, 740821208, 740821308, 740821408, 740822308, 740823049, 740823249, 740823349, 740823449, 740824349, 740825210, 740825253, 740825310, 740825353, 740825410, 740825453, 740826310, 740826353, 740827210, 740827254, 740827310, 740827354, 740827410, 740827454, 740828310, 740828354, 10001431, 10001433, 10001500, 10002321

