

PHILIPS

Réservoir d'eau

HD5073



Pour l'eau de votre machine espresso

Reportez-vous aux caractéristiques pour connaître les produits compatibles

Ce réservoir à eau gris est compatible avec la machine espresso Gaggia Titanium. Grâce à sa poignée, vous le retirerez facilement de l'appareil pour le remplir et le nettoyer. Ce réservoir a une contenance de 1,6 litre.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

