

# PHILIPS

## Airfryer

Viva Collection

Accessoire de cuisson



HD9925/00



## Accessoire pour cuisiner vos recettes préférées

### Accessoire Airfryer

Avec cet accessoire de cuisson spécial pour airfryer Philips HD9925/00, réalisez toutes vos recettes préférées. À vous les gâteaux, pains, gratins, quiches et autres, avec une cuisson rapide, facile et saine !

#### Facile à utiliser

- Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile

#### Goût et polyvalence

- Accessoire de cuisson idéal pour toutes vos recettes au four

## Points forts

### Éléments compatibles lave-vaisselle



Le tiroir amovible et le panier sont dotés d'un revêtement antiadhésif et sont compatibles lave-vaisselle, pour un nettoyage facile.

### Avec accessoire de cuisson



Avec cet accessoire de cuisson spécial pour Philips Airfryer, réalisez toutes vos recettes préférées. À vous les gâteaux, pains, gratins, quiches et autres, avec une cuisson rapide, facile et saine !

## Caractéristiques

### Caractéristiques générales

Revêtement antiadhésif

### Spécificités techniques

Capacité: 1,3 l

