



Philips Viva Collection  
Airfryer

Bakaccessoire



HD9925/00

Accessoire voor het bereiden van uw favoriete bakrecepten

Airfryer-accessoire

Met dit speciale HD9925/00-bakaccessoire van Philips voor uw Airfryer bereidt u al uw favoriete bakrecepten. Bak snel en eenvoudig overheerlijke taarten, brood, gegratineerde gerechten, quiches en nog veel meer!

**Geen gedoe**

- Vaatwasmachinebestendige onderdelen voor eenvoudig schoonmaken

**Smakelijk en veelzijdig**

- Bakaccessoire voor het bereiden van uw favoriete bakrecepten.

**PHILIPS**

# Specificaties

## Algemene specificaties

- Antikleeflaag

## Technische specificaties

- Capaciteit: 1,3 liter

HD9925/00

# Kenmerken

## Vaatwasmachinebestendige onderdelen



De verwijderbare lade en mand hebben een antiaanbaklaag en zijn vaatwasmachinebestendig, zodat u ze eenvoudig kunt schoonmaken.

## Inclusief bakaccessoire



Met dit speciale Philips-bakaccessoire voor de Airfryer bereidt u al uw favoriete bakrecepten. Bak snel en eenvoudig overheerlijke taarten, brood, gegratineerde gerechten, quiches en nog veel meer!



Publicatiedatum  
2018-01-11

Versie: 16.1.1

EAN: 08 71010 35447 39

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)