

PHILIPS

Digitální váha



HF8000



Dejte svému tělu přesný výraz

Rychlá odezva

Elektronická váha Philips poskytuje přesné výsledky měření hmotnosti. Umožňuje měřit hmotnost až do 150 kg s přesností na 100 g. Stylová, praktická a snadno použitelná.

Profesionálně přesné výsledky měření

- Měří až 150 kg s přesností na 100 gramů
- Technologie 4 senzorů pro spolehlivé a přesné výsledky měření
- Vyrovnává rozdíly gravitace na celém světě

Rychlá odezva

- Výsledky měření během několika sekund
- Okamžitá příprava k použití: jednoduše stoupněte na váhy

Specifikace

Funkce

Snadné čištění: Ano
Okamžitá příprava k použití: Ano
Protiskuzové zabezpečení: Ano

Technické údaje

Maximální hmotnost: 150 kg
Minimální hmotnost: 10 kg
Rozlišení: 100 g
Jednotka měření: kg / st / lb
Kompenzace gravitace: 6 zón
Technologie: 4 senzory
Displej: LED (možnost použití na tmavých

místech)
Barva(y): bílá
Rozměry: 326 x 326 x 30 mm
Baterie: 4 x LR6 AA 1,5 V

Příslušenství

Manuální: Ano

