



Philips
Balance numérique



HF8000

Suivez précisément l'évolution de votre corps

Rapide

Le pèse-personne électronique de Philips vous donne une mesure précise du poids (jusqu'à 150 kg avec une précision de 100 g). Élégant, pratique et facile à utiliser.

Calculs d'une précision professionnelle

- Supporte jusqu'à 150 kg avec une précision de 100 grammes
- Technologie à 4 capteurs pour des calculs fiables et précis
- S'adapte aux différences de pesanteur à travers le monde

Rapide

- Votre poids s'affiche en quelques secondes
- Prêt à l'emploi : il vous suffit de monter dessus

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Caractéristiques

Caractéristiques

- Facile à nettoyer
- Prêt à l'emploi immédiat
- Antidérapante

Spécificités techniques

- Poids maximum: 150 kg
- Poids minimum: 10 kg
- Résolution: 100 g
- Unité de mesure: kg / st / lb

- Compensation de la pesanteur: 6 zones
- Technologie: 4 capteurs
- Affichage: Témoin (peut également être utilisé dans des espaces sombres)
- Couleur(s): blanc
- Dimensions: 326 x 326 x 30 mm
- Batteries: 4 x LR6 AA 1,5 V

Accessoires

- Manuel



Date de publication
2013-01-12

Version: 2.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com