

PHILIPS

Digitális mérleg



HF8000



Fektessen hangsúlyt súlyára

Gyors reagálás

A Philips elektronikus mérleg lehetővé teszi a testtömeg pontos mérését. 150 kg-os tömegig használható, és 100 g pontossággal állapítja meg az eredményt. Stílusos kivitelű, használata egyszerű és kényelmes.

Professionálisan pontos mérésadatok

- 150 kg súlyig mér 100 grammos precizitással
- 4 szenzoros technológia a megbízható és pontos eredményekért
- Igazodik a világ gravitáció-különbségeihez

Gyors reagálás

- Méréseredmények másodperceken belül
- Azonnal készen áll a használatra: csak álljon rá!

Műszaki adatok

Jellemzők

Könnyű tisztítás
Azonnal készen áll a használatra
Csúszásmentes

Műszaki adatok

Maximális súly: 150 kg
Minimális súly: 10 kg
Felbontás: 100 g
Mértékegység: kg / st / lb
Gravitáció-kompenzációs lehetőség: 6 zóna
Technológia: 4-szenzor
Kijelző: LED (sötét helyen is használható)

Szín(ek): fehér

Méret(ek): 326 x 326 x 30 mm
Elem(ek): 4 x LR6 AA 1,5 V

Tartozékok

Manuális

