

PHILIPS

Digitálna váha



HF8000



Zistite presné informácie o svojom tele

Rýchla reakcia

Elektronická váha Philips vám zabezpečí presné meranie hmotnosti. Váži až do hmotnosti 150 kg s presnosťou 100 g. Štýlová s pohodlným a jednoduchým používaním.

Profesionálne presné merania

- Odváži do 150 kg s presnosťou na 100 gramov
- 4-snímačová technológia na spoľahlivé a presné váženie
- Nastaví sa na rozdiely v gravitácii po celom svete

Rýchla reakcia

- Výsledky merania za pár sekúnd
- Okamžite pripravené na použitie: jednoducho sa postavte

Technické údaje

Vlastnosti

Jednoduché čistenie
Okamžite pripravené na použitie
Zabezpečenie proti pošmyknutiu

Technické špecifikácie

Maximálna hmotnosť: 150 kg
Minimálna hmotnosť: 10 kg
Rozlíšenie: 100 g
Merná jednotka: kg / st / libra
Kompenzácia prítlačivosti: 6 zón
Technológia: 4-snímačové
Displej: LED (môže sa tiež použiť na tmavých

miestach)

Farba(y): biela
Rozmery: 326 x 326 x 30 mm
Batérie: 4 x LR6 AA 1,5 V

Príslušenstvo

Manuálny

