

# PHILIPS

Elektronická váha



HF8003



## Dejte svému tělu přesný výraz

### Paměť hmotnosti

Elektronická váha Philips poskytuje přesné výsledky měření hmotnosti. Umožňuje měřit hmotnost až do 150 kg s přesností na 100 g. Stylová, praktická a snadno použitelná.

#### **Profesionálně přesné výsledky měření**

- Měří až 150 kg s přesností na 100 gramů
- Technologie 4 senzorů pro spolehlivé a přesné výsledky měření
- Vyrovnává rozdíly gravitace na celém světě

#### **Záznam změn hmotnosti**

- Zobrazuje vaši předchozí hmotnost

#### **Snadná čitelnost**

- Velký displej s vysokým kontrastem pro snadnou čitelnost

# Specifikace

## Funkce

Paměť hmotnosti  
Snadno čitelný displej  
Snadné čištění  
Okamžitá příprava k použití  
Protiskuzové zabezpečení

## Technické údaje

Maximální hmotnost: 150 kg  
Minimální hmotnost: 10 kg  
Rozlišení: 100 g  
Jednotka měření: kg / st / lb,  
Kompensace gravitace: 6 zón  
Technologie: 4 senzory  
Displej: LCD

Barva: bílá

Rozměry: 326 x 326 x 30 mm

Baterie: 4 x LR6 AA 1,5 V

## Příslušenství

Baterie: včetně

Nožičky na koberec: 4 kusy

Manuální

