



Philips
Bilancia elettronica



HF8003

Per un controllo preciso del vostro corpo

Memoria pesi

La bilancia elettronica Philips permette di misurare il peso in modo accurato fino a 150 Kg con un margine di precisione di 100 g. Elegante, pratica e facile da usare.

Misurazione accurata e professionale

- Misura fino a 150 kg con precisione ai 100 grammi
- Tecnologia a 4 sensori per una misurazione affidabile e precisa
- Compensa le differenze di gravità in tutto il mondo

Rileva le variazioni di peso

- Visualizza il peso precedente

Ottima leggibilità

- Display grande a contrasto elevato per un'ottima leggibilità

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Caratteristiche

- Memoria pesi
- Display di facile lettura
- Facile da pulire
- Subito pronto all'uso
- Protezione anti-scivolamento

Specifiche tecniche

- **Peso massimo:** 150 Kg
- **Peso minimo:** 10 Kg
- **Risoluzione:** 100 gm
- **Unità di misura:** kg / st / lb,
- **Compensazione della gravità:** 6 zone
- **Tecnologia:** a 4 sensori
- **Display:** LCD
- **Colore:** bianco
- **Dimensioni:** 326 x 326 x 30 mm
- **Batterie:** 4 x LR6 AA 1,5 V

Accessori

- **Batterie:** incluso
- **Piedini:** 4 pezzi
- **Manuale**



Data di rilascio
2009-02-10

Versione: 2.1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com