

PHILIPS

Waga elektroniczna



HF8003



Dokładny odczyt wagi ciała

Funkcja zapamiętywania wagi

Waga elektroniczna Philips dokładnie mierzy wagę ciała. Może ważyć ciężary do 150 kg z dokładnością do 100 g. Stylowa, wygodna i łatwa w użyciu.

Profesjonalna dokładność pomiaru

- Pomiar do 150 kg z dokładnością do 100 g
- Cztery czujniki zapewniają dokładny i niezawodny pomiar
- Regulacja różnicy siły ciężkości w różnych miejscach na świecie

Śledzenie zmian wagi

- Wyświetla Twoją poprzednią wagę

Łatwy odczyt

- Duży wyświetlacz o wysokim kontraście zwiększającym czytelność

Dane techniczne

Właściwości

Funkcja zapamiętywania wagi
Czytelny wyświetlacz
Łatwe czyszczenie
Natychmiast gotowa do użycia
Zabezpieczenie antypoślizgowe

Dane techniczne

Waga maksymalna: 150 kg
Waga minimalna: 10 kg
Rozdzielczość: 100 g
Jednostka miary: kg / st / lb,
Funkcja kompensacji siły ciężkości: 6 stref
Technologia: 4 czujniki
Wyświetlacz: LCD

Kolor: biały

Wymiary: 326 x 326 x 30 mm
Baterie: 4 x LR6 AA 1,5 V

Akcesoria

Baterie: w zestawie
Wykładziny na stopy: 4 sztuki
Instrukcja obsługi

