

Philips
Elektronska vaga



HF8003

Precizno merite telesnu težinu

Memorija težine

Philips elektronska vaga omogućava precizno merenje težine. Meri do 150 kg sa preciznošću od 100 g. Moderna, praktična i jednostavna za korišćenje.

Profesionalno precizno merenje

- Meri do 150 kg sa preciznošću od 100 g
- Tehnologija sa 4 senzora za pouzdano i precizno merenje
- Prilagođava se razlikama u gravitacionoj sili na različitim lokacijama u svetu

Pokazuje promene u težini

- Prikazuje vašu prethodnu težinu

Jednostavno očitavanje

- Veliki displej visokog kontrasta za lako očitavanje

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikacije

Karakteristike

- Memorija težine
- Pregledan displej
- Jednostavno čišćenje
- Momentalna spremnost za upotrebu
- Sprečavanje klizanja

Tehničke specifikacije

- **Maksimalna težina:** 150 kg
- **Minimalna težina:** 10 kg
- **Rezolucija:** 100 g
- **Merne jedinice:** kg / st / lb,
- **Gravitaciona kompenzacija:** 6 zona
- **Tehnologija:** 4 senzora
- **Displej:** LCD
- **Boja:** bela boja
- **Dimenzije:** 326 x 326 x 30 mm
- **Baterije:** 4 x LR6 AA 1,5 V

Dodatna oprema

- **Baterije:** uključeno
- **Stopice za tepih:** 4 komada
- Priručnik

Glavne odlike proizvoda



Issue date 2007-08-03

Verzija: .0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com