



Philips
Електронна вага



HF8003

Повний контроль за вагою Вашого тіла

Пам'ять попередніх значень ваги

Електронна вага Philips дозволяє точно виміряти вагу. Вона дає можливість визначити вагу особи до 150 кг з точністю до 100 г. Стильна, зручна та легка у користуванні.

Професійна точність вимірювання

- Вимірює вагу до 150 кг з точністю до 100 г
- Технологія з 4 датчиками для надійного та точного вимірювання
- Можливість налаштування відповідно до земного тяжіння в різних куточках світу

Контролювання змін у вазі

- Відображає попереднє значення Вашої ваги

Легкість у користуванні

- Великий дисплей для легкого користування з високим рівнем контрастності

Специфікації

Характеристики

- Пам'ять попередніх значень ваги
- Зручний для сприйняття дисплей
- Легко чистити
- Готовність до негайного використання
- Нековзке покриття

Технічні характеристики

- **Максимальна вага:** 150 кг
- **Мінімальна вага:** 10 кг
- **Розподільна здатність:** 100 г
- **Одиниці вимірювання:** кг / стоун / фунт,
- **Компенсація тяжіння:** 6 зон
- **Технологія:** 4 датчики
- **Дисплей:** РК дисплей
- **Колір:** білий
- **Розміри:** 326 x 326 x 30 мм
- **Батареї:** 4 батареї LR6 AA 1,5 В

Акcesуари

- **Батареї:** включно
- **Ніжки для килима:** 4 шт.
- Вручну

Основні характеристики виробу



Issue date 2007-08-03

Версія: .0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips Electronics N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com