

# PHILIPS

Digitale Waage



HF8005



## Geben Sie Ihrem Körper die richtige Stimme Gewichtsmanagement

Die digitale Personenwaage von Philips zeigt bis zu 180 kg Körpergewicht präzise an. Die erweiterten Funktionen zum Gewichtsmanagement helfen Ihnen dabei, Gewichtsveränderungen zu beobachten und unterstützen Sie auf Ihrem Weg zu einem rundum gesunden Körper.

### Professionell präzise Messungen

- Wiegt bis zu 180 kg auf 100 Gramm genau
- 4-Sensor-Technologie für zuverlässige und präzise Messungen
- Gleicht Gravitationsunterschiede an verschiedenen Orten der Welt aus

### Gewichtsmanagement

- Zeigt die Entwicklung Ihres Gewichts an
- Hilft Ihnen, Ihr Idealgewicht zu erreichen und zu halten
- Für mehrere Benutzer

### Leicht ablesbar

- Große kontrastreiche Anzeige für leichte Ablesbarkeit

### Langlebiges, pflegeleichtes Design

- Langlebiges und pflegeleichtes Design aus Edelstahl

# Daten

## Eigenschaften

Gewichtsmanagement  
Gewichtsverlauf  
Mehrere Benutzer  
Leicht ablesbare Anzeige  
Langlebiges Design  
Leichte Reinigung  
Sofort gebrauchsfertig

## Technische Daten

Maximalgewicht: 180 kg  
Mindestgewicht: 10 kg  
Auflösung: 100 g  
Maßeinheit  
Schwerkraftausgleich: 6 Zonen  
Technologie: 4 Sensoren  
Anzeige: LCD  
Farbe(n): Grau (gebürsteter Edelstahl)

Material: Edelstahl

Abmessungen: 298 x 298 x 40 mm

Batterien: 4 x LR6 AA 1,5V

## Zubehör

Batterien: im Lieferumfang enthalten

Teppichfüße: 4 Teile

Manuell

