



Philips
Balance numérique



HF8005

Suivez précisément l'évolution de votre corps

Gestion du poids

La balance numérique de Philips fournit une mesure précise du poids jusque 180 kg. Sa fonction avancée de gestion de poids permet de suivre facilement l'évolution de votre poids.

Calculs d'une précision professionnelle

- Supporte jusqu'à 180 kg avec une précision de 100 grammes
- Technologie à 4 capteurs pour des calculs fiables et précis
- S'adapte aux différences de pesanteur à travers le monde

Gestion du poids

- Affiche l'évolution de votre poids dans le temps
- Aide à atteindre et à maintenir le poids idéal
- Pour utilisateurs multiples

Bonne lisibilité

- Grand écran contrasté pour une meilleure lisibilité

Conception durable, facile à nettoyer

- Conception en acier inoxydable durable et facile à nettoyer

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Caractéristiques

Caractéristiques

- Gestion du poids
- Historique du poids
- Utilisateurs multiples
- Écran facile à lire
- Conception durable
- Facile à nettoyer
- Prêt à l'emploi immédiat

Spécificités techniques

- Poids maximum: 180 kg
- Poids minimum: 10 kg
- Résolution: 100 g

- Unité de mesure
- Compensation de la pesanteur: 6 zones
- Technologie: 4 capteurs
- Affichage: LCD
- Couleur(s): Gris (acier inoxydable brossé)
- Matériau: Acier inoxydable
- Dimensions: 298 x 298 x 40 mm
- Batteries: 4 x LR6 AA 1,5 V

Accessoires

- Batteries: inclus
- Pieds spécial tapis: 4 pièces
- Manuel



Date de publication
2013-01-12

Version: 2.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com