

PHILIPS

Balance numérique



HF8005



Suivez précisément l'évolution de votre corps Gestion du poids

La balance numérique de Philips fournit une mesure précise du poids jusque 180 kg. Sa fonction avancée de gestion de poids permet de suivre facilement l'évolution de votre poids.

Calculs d'une précision professionnelle

- Supporte jusqu'à 180 kg avec une précision de 100 grammes
- Technologie à 4 capteurs pour des calculs fiables et précis
- S'adapte aux différences de pesanteur à travers le monde

Gestion du poids

- Affiche l'évolution de votre poids dans le temps
- Aide à atteindre et à maintenir le poids idéal
- Pour utilisateurs multiples

Bonne lisibilité

- Grand écran contrasté pour une meilleure lisibilité

Conception durable, facile à nettoyer

- Conception en acier inoxydable durable et facile à nettoyer

Caractéristiques

Caractéristiques

Gestion du poids
Historique du poids
Utilisateurs multiples
Écran facile à lire
Conception durable
Facile à nettoyer
Prêt à l'emploi immédiat

Spécificités techniques

Poids maximum: 180 kg
Poids minimum: 10 kg
Résolution: 100 g
Unité de mesure
Compensation de la pesanteur: 6 zones
Technologie: 4 capteurs
Afficheur: LCD
Couleur(s): Gris (acier inoxydable brossé)

Matériau: Acier inoxydable

Dimensions: 298 x 298 x 40 millimètre

Piles: 4 x LR6 AA 1,5 V

Accessoires

Piles: inclus
Pieds spécial tapis: 4 pièces
Manuel

