

PHILIPS

디지털 체중계



HF8005



체중 변화를 정확하게 알려줌

체중 관리

필립스 디지털 체중계는 최대 180kg까지의 체중을 정확하게 측정할 수 있습니다. 고급 체중 관리 기능은 체중 변화의 과정을 쉽게 추적해서 건강과 적정 체중을 유지하는 데 도움을 줍니다.

전문가적인 정확한 측정

- 100g 단위로 180kg까지 측정
- 안전하고 정확하게 측정하는 4단계 센서 기술
- 전세계 중력차 조절

체중 관리

- 지난 체중 기록 보기
- 이상적인 체중에 도달하여 유지하도록 도와줍니다.
- 다중 사용자 지원

손쉽게 읽을 수 있음

- 읽기 편한 높은 대비율의 대형 표시창

내구성이 강하고, 다루기 쉬운 디자인

- 내구성이 강하고 세척이 편리한 스테인리스 디자인

사양

특징

- 체중 관리
- 체중 기록
- 다중 사용자
- 읽기 쉬운 표시창
- 내구성 강한 디자인
- 손쉬운 세척
- 즉시 사용 가능

기술 사양

- 최대 체중: 180 kg
- 최소 체중: 10 kg
- 해상도: 100 g
- 측정단위
- 체중 보정: 6개 지역
- 기술: 4개의 센서
- 디스플레이: LCD
- 색상: 회색(표면 처리된 스테인리스)

재질: 스테인리스 스틸

- 규격: 298x298x40 mm
- 배터리: LR6 AA 1.5V 4개

액세서리

- 배터리: 포함됨
- 카페트용 발판: 4개
- 매뉴얼

