



Philips
Digitalna vaga



HF8005

Precizno merite telesnu težinu

Upravljanje težinom

Philips digitalna vaga omogućava precizno merenje težine do 180 kg. Napredne funkcije upravljanja težinom olakšavaju praćenje promena težine i tako pomažu u očuvanju dobrog zdravstvenog stanja.

Profesionalno precizno merenje

- Meri do 180 kg sa preciznošću do 100 grama
- Tehnologija sa 4 senzora za pouzdano i precizno merenje
- Prilagođava se razlikama u gravitacionoj sili na različitim lokacijama u svetu

Upravljanje težinom

- Pokazuje promenu vaše težine kroz vreme
- Pomaže u dostizanju i održavanju vaše idealne težine
- Podržava više korisnika

Jednostavno očitavanje

- Veliki displej visokog kontrasta za lako očitavanje

Trajna, jednostavna za održavanje

- Nerđajući čelik - trajan i lako se čisti

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikacije

Karakteristike

- Upravljanje težinom
- Promena težine kroz vreme
- Više korisnika
- Pregledan displej
- Trajan dizajn
- Jednostavno čišćenje
- Momentalna spremnost za upotrebu

Tehničke specifikacije

- **Maksimalna težina:** 180 kg
- **Minimalna težina:** 10 kg
- **Rezolucija:** 100 g
- **Merne jedinice:** kg / st / lb,
- **Gravitaciona kompenzacija:** 6 zona
- **Tehnologija:** 4-senzora
- **Displej:** LCD
- **Boja:** Siva (nerđajući čelik, mat)
- **Materijal:** Nerđajući čelik
- **Dimenzije:** 298x298x40 mm
- **Baterije:** 4 x LR6 AA 1,5V

Dodatna oprema

- **Baterije:** ukompletu
- **Stopice za tepih:** 4 komada
- Priručnik

Glavne odlike proizvoda



Issue date 2007-08-03

Verzija: .0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com