

PHILIPS

Żelazko z generatorem pary

Ciśnienie pompki do 5 barów

Odłączany zbiornik wody o poj. 1,1 l

Silne uderzenie pary 180 g



HI5916/20



Szybsze prasowanie

Więcej pary

Ten generator pary umożliwia szybsze prasowanie dzięki dodatkowemu, silnemu, ciągłemu strumieniowi pary. Korzystanie z niego jest teraz wygodniejsze z uwagi na odłączany zbiornik wody o pojemności 1,1 l.

Niewielki i wygodny

- Odłączany zbiornik wody o poj. 1,1 l
- Lekkie i kompaktowe żelazko jest wygodne w użytkowaniu i łatwe do przechowywania

Szybkie i wydajne

- W zestawie pojemnik do usuwania kamienia — żadnych wkładów, żadnych dodatkowych kosztów
- Ceramiczna stopa żelazka zapewnia trwałość i dobry poślizg
- Silny strumień pary zapewniający skuteczne usuwanie zagnieceń

Zalety

Odłączany zbiornik wody o poj. 1,1 l



Zbiornik wody można łatwo wyjąć i napełnić pod kranem. Duży otwór wlewowy umożliwia szybkie napełnianie. Dzięki zbiornikowi wody o pojemności 1,1 l możesz prasować nieprzerwanie przez 2 godziny bez konieczności ponownego napełniania.

Inteligentne usuwanie kamienia



Wbudowany system usuwania kamienia Smart Calc Clean przypomina, kiedy należy odkamienić urządzenie. Dołączony pojemnik ułatwia wykonanie tego procesu. Dzięki temu kupowanie dodatkowych wkładów nie jest konieczne.

Bardzo duża moc pary



Silny, ciągły strumień pary z łatwością poradzi sobie nawet z najgrubszymi tkaninami. Oporne zagniecenia znikną pod wpływem silnego

uderzenia pary. Ta dodatkowa pomoc przydaje się podczas odświeżenia strojów i zasłon przez ich prasowanie w pionie.

Niewielkie rozmiary i duża wygodą



Lekkie żelazko o niewielkich wymiarach jest łatwe do przechowywania i wygodnie mieści się na desce. Dzięki technologii ProVelocity nasze generatory pary są mniejsze i lżejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Stopa ceramiczna



Trwała ceramiczna stopa żelazka gładko ślizga się po wszystkich tkaninach. Nie przywiera, a ponadto jest odporna na zarysowania i łatwa w utrzymaniu czystości.

Dane techniczne

Szybkie usuwanie zagnieceń

Ciągły strumień pary: do 100 g/min

Moc: 2400 W

Ciśnienie: ciśnienie pompki do 5 barów

Silne uderzenie pary: 180 g

Prasowanie w pionie

Napięcie: 220–240 V

Wygodne użytkowanie

Stopa żelazka: Ceramiczna

Pojemność zbiornika wody: 1100 ml

Odłączany zbiornik wody

Długość węża: 1,6 m

Długość przewodu zasilającego: 1,6 m

Napełnianie w dowolnym momencie podczas użytkowania

Możliwość stosowania wody z kranu

Wyjątkowo duży otwór wlewowy

Kontrola kamienia

Usuwanie kamienia i czyszczenie:

Inteligentny system antywapienny

Przypomnienie o usuwaniu kamienia: Tak, żadnych wkładów, żadnych dodatkowych kosztów

Akcesoria w zestawie

Pojemnik do usuwania kamienia

Rozmiar i waga

Wymiary produktu (S x W x D): 36,2 x 27 x 26,3 cm

Waga żelazka: 1,1 kg

Waga żelazka i podstawy: 3,2 kg

Gwarancja

2 lata gwarancji

Dane techniczne

Czas podgrzewania: 2 min

