





Philips
Łagodzenie bólu mięśni w
podczerwieni



HP3641



Głęboko wnikające ciepło podczerwieni



Halogenowa lampa podczerwieni o mocy 650 W



Regulowany kąt ustawienia z możliwością obrotu



Minutnik cyfrowy z automatycznym wyłączaniem



Regulacja oświetlenia z 3 ustawieniami ciepła

Skuteczne łagodzenie bólu

Głęboko wnikające ciepło podczerwieni

Lampa InfraCare firmy Philips skutecznie łagodzi bóle mięśni i stawów. Przyjemne ciepło emitowane przez tę lampę o mocy 650 W wnika głęboko w skórę i poprawia krążenie krwi, zapewniając kojące działanie na powierzchni 60 x 40 cm.

Skuteczne łagodzenie bólu

- Głęboko wnikające ciepło podczerwieni

Naświetlanie połowy ciała

- Halogenowa lampa podczerwieni o mocy 650 W

Łatwość użytkowania

- Regulowany kąt ustawienia z możliwością obrotu

Kontrola naświetlania

- Minutnik cyfrowy z automatycznym wyłączaniem

Indywidualne i wygodne nagrzewanie

- Regulacja oświetlenia z 3 ustawieniami ciepła

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Dane techniczne

- Moc: 650 W
- Napięcie: 230 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Żywotność lamp: 500 godzin(y)
- Długość przewodu: 3 m
- Izolacja: Klasa II (podwójna izolacja)

Wymiary i waga

- Wymiary produktu: 29,0 x 63,5 x 29,0 (szer. x wys. x głęb.) cm
- Waga produktu: 5,5 kg
- Wymiary opakowania pojedynczego (= opakowanie zbiorcze): 33,9 x 80,0 x 36,5 (szer. x wys. x głęb.) cm
- Waga opakowania pojedynczego (= opakowanie zbiorcze): 6,5 kg
- Liczba na europalecie: 18 szt.

Dane logistyczne

- Kod CTV: 884364101000
- Kraj pochodzenia: Niemcy

Bezpieczeństwo

- Spełnia wymagania IEC: Spełnia wymagania normy IEC 60601 i 60335

Łatwość użytkowania

- 2 uchwyty: do łatwego przenoszenia i ustawiania
- Regulacja wysokości: 45–80 cm
- Wiele możliwości ustawień lampy: 90° (lewo/prawo), 45° (góra/dół)
- Elektroniczny interfejs użytkownika: sygnał dźwiękowy reagujący na czas i intensywność ciepła
- Wyłącznik

Urządzenie lecznicze

- Potwierdzony badaniami korzystny wpływ na zdrowie: posiada certyfikat zgodności z wymaganiami dyrektywy dotyczącej urządzeń medycznych

Skuteczne łagodzenie bólu

- Głęboko wnikające ciepło
- Równomierne rozprowadzanie ciepła: Teraz do 3 razy więcej przyjemnego ciepła

Naświetlanie połowy ciała

- Powierzchnia naświetlania: 60 x 40 cm
- Halogenowa lampa podczerwieni: 650 W

Kontrola naświetlania

- Regulacja oświetlenia z 3 ustawieniami ciepła
- Zegar cyfrowy: z automatycznym wyłącznikiem
- Funkcja wstrzymania

Zalety produktu

Głęboko wnikające ciepło podczerwieni

Udowodniono, że ciepło podczerwieni skutecznie łagodzi bóle mięśni oraz bóle związane ze sztywnymi stawami. Przyjemne ciepło światła podczerwieni wnika głęboko w skórę, poprawia krążenie krwi i rozgrzewa mięśnie, co powoduje ich rozluźnienie. W tym samym czasie szybsze krążenie krwi ułatwia oczyszczanie organizmu i szybko doprowadza dotlenioną krew do bolących mięśni, przynosząc im ulgę.

Halogenowa lampa podczerwieni o mocy 650 W

Lampa InfraCare HP 3643 firmy Philips została stworzona, aby skutecznie łagodzić ból w miejscach o powierzchni 60 x 40 cm, takich jak plecy, barki, szyja lub udo. W InfraCare zastosowano innowacyjną technologię halogenowych lamp podczerwieni. Specjalna optyka, filtr i wydajna lampa halogenowa o mocy 650 W zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić naświetlanie połowy ciała (60 x 40 cm) dużo przyjemniejszym ciepłem, rozkładając je bardziej równomiernie na powierzchni naświetlanego miejsca.

Regulowany kąt ustawienia z możliwością obrotu

Lampa InfraCare HP 3643 jest przeznaczona do naświetlania połowy ciała w różnych pozycjach (np. leżąc na łóżku lub kanapie). Oprócz regulacji wysokości, górną część urządzenia można także ustawić w pozycji pionowej lub poziomej (90° w lewo/prawo) oraz odchylić w górę lub w dół o 45°, tak aby zapewnić optymalne naświetlanie odpowiedniej części ciała.

Minutnik cyfrowy z automatycznym wyłączeniem

Czas naświetlania można łatwo kontrolować, ustawiając zalecaną lub preferowaną liczbę minut. Minutnik cyfrowy odlicza czas i wyłącza urządzenie pod koniec sesji.

Regulacja oświetlenia z 3 ustawieniami ciepła

Ciepło podczerwieni lampy InfraCare można łatwo dostosować w zależności od potrzeb. Trzy różne poziomy intensywności ciepła do wyboru zapewniają wygodne naświetlanie.

Zgodne z dyrektywą dotyczącą urządzeń medycznych (MDD)

To urządzenie ma potwierdzony badaniami korzystny wpływ na zdrowie i posiada certyfikat zgodności z dyrektywą dotyczącą urządzeń medycznych (MDD).

